

Zimmer® Collagen Plug, Tape und Patch

Schützen. Heilen. Wiederherstellen.



RESORBIERBARE WUNDVERBÄNDE

1 Schützt das Wundbett

Gutes Haftvermögen. Deckt Wunden und wunde Stellen im Mundraum ab

2 Unterstützt die Wundheilung

Die poröse, resorbierbare Auflage unterstützt zartes, neues Gewebe

3 Stark porös Stark absorbierend

Das Zimmer Collagen Plug Wund-Schwämmchen kann bis zum 30-Fachen seines Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen

Resorbiert in weniger als 30 Tagen

Mehr als 90 % offene Poren

4 Vielseitig für die Anwendung in der täglichen Praxis

Drei praktische Formen für häufige orale Wunden und Verfahren



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.

RESORBIERBARE KOLLAGENAUFLAGEN IN DREI PRAKTISCHEN FORMEN

Zimmer
Collagen Plug



10 mm x 20 mm
Art.- Nr. 0102Z

Zimmer
Collagen Tape



2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm dick
Art.- Nr. 0100Z

Zimmer
Collagen Patch



2 cm x 4 cm, 3 mm dick
Art.- Nr. 0101Z

VIELSEITIGER WUNDSCHUTZ

- Konzipiert für die Resorption innerhalb kurzer Zeit
- Indiziert zur Behandlung von Wunden und wunden Stellen im Mundraum
 - Wunde Stellen durch Zahnprothesen
 - Nahtstellen
 - Operationswunden
 - Orale Ulcera (nicht infiziert oder viral)
 - Verbrennungen
 - Traumatische Wunden
 - Parodontale Operationswunden
 - Extraktionsstellen



1. Atraumatische Zahnextraktion.



2. Modifizierte Zimmer Collagen Plug Wund-Schwämmchen zum Schutz von Implantationsstellen.



3. Nahtstelle.



4. Eiförmiges Brückenglied formt Weichgewebe während der Heilung nach.

Kontaktieren Sie uns unter zb.bestellung@zimmerbiomet.com oder besuchen Sie www.zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH
Niederlassung Österreich
Großmarktstraße 7a
A-1230 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben und vermarktet. Zimmer Collagen Plug, Tape und Patch werden von Collagen Matrix, Inc. hergestellt. Weitere Produktinformationen finden Sie in der jeweiligen Produktkennzeichnung oder in der Gebrauchsanweisung. Die Freigabe und Verfügbarkeit von Produkten kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Zimmer Biomet Dental kopiert oder nachgedruckt werden. ZB0030DE REV B 03/20 ©2020 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

