

# Encode® Emergence Gingivaformer

Natürlich heilen. Einfach abformen.



## 1 Natürliche Gewebeheilung

- Gingivaformer mit natürlichem, allmählich ansteigendem Austrittsprofil
- Verringerung der erforderlichen Knochenkonturierung, wenn ein Implantat nicht tiefer als 1 mm unter dem Kieferkamm platziert wird
- Mit unterschiedlichen Austrittsprofil-Durchmessern und in drei Höhen erhältlich: 3 mm, 5 mm und 7 mm

## 3 Erhalt von Hart- und Weichgewebe

- Eine intakte periimplantäre Schleimhaut ist für die Mundgesundheit und die erfolgreiche Integration und Erhaltung von Zahnimplantaten erforderlich.<sup>1</sup>
- Mehrfache Abutment-Entfernungen (trennen/wieder verbinden) wirken sich negativ auf die Schleimhaut um das Abutment aus und tragen zum Verlust des alveolären Kieferkammknochens bei.<sup>2</sup>
- Das Design von Encode Emergence reduziert die erforderlichen Wechsel von Abutments und erhält die Grenzfläche um das Abutment sowie ihre Abdichtungsfunktion.

## 2 Einfachere intraorale Scans oder konventionelle Abformungen

- Wegfall von Abformpfosten. Verwenden Sie einen Intraoralscanner oder eine konventionelle PVS-Abformung, um die Implantatposition für die Herstellung der endgültigen Restauration zu übertragen.
- Code-Schema, das intraorales Scannen oder eine PVS-Abformung ermöglicht, wenn der Gingivaformer okklusal knapp über dem umgebenden Weichgewebe liegt, sorgt für ästhetische Ergebnisse nach der Operation.

## 4 Pinkfarbene matte Oberfläche

- Die rosa Farbe passt zur Farbe der Gingiva und sorgt so für ästhetische Ergebnisse nach dem Eingriff.
- Das matte Erscheinungsbild reduziert Reflexionen bei intraoralen Scans für klare Scanbilder.

 **ZimVie**

1. Schupbach P. The defense architecture of the human peri-implant mucosa: a histological study. J Prosthet Dent. 2007 Jun;97(6 Suppl):S15-25  
2. Abrahamsson. 1997 Journal of Clinical Periodontology 1997; 24: 565-572. The mucosal barrier following abutment dis/reconnection. An experimental study in dogs.

# Bestell- informationen

## Implantate mit Certain® Verbindung



Plattform- durchmesser	Austritts- profil	Höhe		
		3	5	7
3,4	3,8	IEEHA343	IEEHA345	IEEHA347
	5,0	IEEHA353	IEEHA355	IEEHA357
4,1	4,1	IEEHA443	IEEHA445	IEEHA447
	5,0	IEEHA453	IEEHA455	IEEHA457
	6,0	IEEHA463	IEEHA465	IEEHA467
	7,5	IEEHA473	IEEHA475	IEEHA477
5,0	5,0	IEEHA553	IEEHA555	IEEHA557
	6,0	IEEHA563	IEEHA565	IEEHA567
	7,5	IEEHA573	IEEHA575	IEEHA577
6,0	6,0	IEEHA663	IEEHA665	-
	6,8	IEEHA6683	IEEHA6685	-
	7,5	IEEHA673	IEEHA675	-

## Implantate mit Tapered Screw-Vent® Verbindung



Plattform- durchmesser	Austritts- profil	Höhe		
		3	5	7
3,5	3,8	TEEHA333	TEEHA335	TEEHA337
	5,0	TEEHA353	TEEHA355	TEEHA357
	6,5	TEEHA363	TEEHA365	TEEHA367
4,5	4,5	TEEHA443	TEEHA445	TEEHA447
	5,5	TEEHA453	TEEHA455	TEEHA457
	6,5	TEEHA463	TEEHA465	TEEHA467
	7,5	TEEHA473	TEEHA475	TEEHA477
5,7	5,7	TEEHA553	TEEHA555	-
	6,8	TEEHA563	TEEHA565	-
	7,5	TEEHA573	TEEHA575	-

## Implantate mit Eztetic® Verbindung



Plattform- durchmesser	Austritts- profil	Höhe		
		3	5	7
2,9	3,7	CEEHA333	CEEHA335	CEEHA337
	4,5	CEEHA343	CEEHA345	CEEHA347

Kontaktieren Sie uns unter [ZV.Bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.Bestellung@ZimVie.com) oder besuchen Sie uns unter [ZimVie.com/dental](http://ZimVie.com/dental)

**ZimVie Dental Global Headquarters**  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Phone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272  
[dentalCS@ZimVie.com](mailto:dentalCS@ZimVie.com)  
[www.ZimVie.com/dental](http://www.ZimVie.com/dental)

**Zimmer Dental GmbH**  
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 28  
D-80807 München  
Tel: +49-(0)800-101-64-20  
Fax: +49-(0)800-313-11-11  
[ZV.Bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.Bestellung@ZimVie.com)

**ZimVie Austria GmbH**  
Wienerbergstraße 11/12a  
A-1100 Wien  
Tel: +43-(0)8000-700-17  
Fax: +43-(0)8000-700-18  
[ZV.Bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.Bestellung@ZimVie.com)

**Biomet 3i Schweiz GmbH**  
Grüzefeldstrasse 41  
CH-8404 Winterthur - Schweiz  
Tel: +41-(0)800-24-66-38  
Fax: +41-(0)800-24-66-39  
[ZV.Bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.Bestellung@ZimVie.com)

  
Restoring Daily Life.™

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Handelsmarken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. oder einem verbundenen Unternehmen. Alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc. etc.) hergestellt und von ZimVie Dental und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhalten keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an jegliche andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden.  
ZV0461DE REV A 02/23 ©2023 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

