

# Encode® Emergence Piliers de cicatrisation

Cicatrisation naturelle. Prise d'empreinte simplifiée.



## 1 Cicatrisation naturelle des tissus

- Piliers de cicatrisation conçus avec des profils d'émergence progressifs et naturels.
- Limite le profilage osseux lorsque l'implant est placé à une profondeur maximale de 1 mm sous la crête osseuse.
- Disponible dans différents diamètres de profil d'émergence et en trois hauteurs : 3, 5 et 7 mm.

## 3 Préservation de l'os et de la gencive

- Une gencive environnante intacte est nécessaire pour assurer la santé péri-implantaire ainsi que l'ostéo-intégration et la pérennité de l'implant dentaire.<sup>1</sup>
- Les retraits répétés des piliers (vissage/dévisage) ont un impact négatif sur la gencive et entraînent une perte de l'os crestral alvéolaire.<sup>2</sup>
- La conception d'Encode Emergence préserve l'interface autour du pilier et maintient l'étanchéité de la connexion en évitant les retraits à répétition.

## 2 Numérisations intra-orales ou prises d'empreinte traditionnelles simplifiées

- Évite l'utilisation des transferts d'empreinte. Utiliser une caméra numérique intra-orale ou une prise d'empreinte traditionnelle pour définir la position de l'implant pour la réalisation du pilier définitif.
- Codage conçu pour permettre une numérisation intra-orale ou une prise d'empreinte traditionnelle lorsque la surface occlusale du pilier de cicatrisation se trouve juste au-dessus des tissus mous environnants, ce qui offre des résultats esthétiques après l'intervention.

## 4 Aspect rose mat

- La couleur rose se confond avec la gencive pour offrir des résultats esthétiques après l'intervention chirurgicale.
- L'aspect mat réduit la réflexion intra-orale de numérisation afin d'obtenir des images précises.

 **ZimVie**

1. Schupbach P. The defense architecture of the human peri-implant mucosa: a histological study. J Prosthet Dent. 2007 Jun;97(6 Suppl):S15-25  
2. Abrahmsson. 1997 Journal of Clinical Periodontal 1997; 24: 565-572. The mucosal barrier following abutment dis/reconnection. An experimental study in dogs.

# Références pour passer commande

## Implants Certain®



Diamètre de la plate-forme	Profil d'émergence	Hauteur		
		3	5	7
3,4	3,8	IEEHA343	IEEHA345	IEEHA347
	5,0	IEEHA353	IEEHA355	IEEHA357
4,1	4,1	IEEHA443	IEEHA445	IEEHA447
	5,0	IEEHA453	IEEHA455	IEEHA457
	6,0	IEEHA463	IEEHA465	IEEHA467
	7,5	IEEHA473	IEEHA475	IEEHA477
5,0	5,0	IEEHA553	IEEHA555	IEEHA557
	6,0	IEEHA563	IEEHA565	IEEHA567
	7,5	IEEHA573	IEEHA575	IEEHA577
6,0	6,0	IEEHA663	IEEHA665	-
	6,8	IEEHA6683	IEEHA6685	-
	7,5	IEEHA673	IEEHA675	-

## Implants Tapered Screw-Vent® et TSX (plate-formes 3,5 et 4,5)



Diamètre de la plate-forme	Profil d'émergence	Hauteur		
		3	5	7
3,5	3,8	TEEHA333	TEEHA335	TEEHA337
	5,0	TEEHA353	TEEHA355	TEEHA357
	6,5	TEEHA363	TEEHA365	TEEHA367
4,5	4,5	TEEHA443	TEEHA445	TEEHA447
	5,5	TEEHA453	TEEHA455	TEEHA457
	6,5	TEEHA463	TEEHA465	TEEHA467
	7,5	TEEHA473	TEEHA475	TEEHA477
5,7	5,7	TEEHA553	TEEHA555	-
	6,8	TEEHA563	TEEHA565	-
	7,5	TEEHA573	TEEHA575	-

## Implants Eztetic® et TSX (plate-forme 2,9)



Diamètre de la plate-forme	Profil d'émergence	Hauteur		
		3	5	7
2,9	3,7	CEEHA333	CEEHA335	CEEHA337
	4,5	CEEHA343	CEEHA345	CEEHA347

Contactez-nous au **01-41-05-43-43**  
ou envoyez un e-mail à l'adresse  
**ZV.commandes@ZimVie.com**

**ZimVie Dental Global Headquarters**  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Phone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272  
dentalCS@ZimVie.com  
www.ZimVie.com/dental

**Zimmer Dental SAS**  
Bâtiment Québec  
19 Rue d'Arcueil  
94528 Rungis Cedex  
Tel. : 01 41 05 43 43  
Fax : 01 41 05 43 40  
ZV.commandes@ZimVie.com

**ZimVie**  
Restoring Daily Life.™

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. ou d'une filiale et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.), commercialisés et distribués par ZimVie Dental et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter l'étiquette individuelle ou la notice du produit. La disponibilité des produits peut être limitée à certains pays / certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis médical ou des recommandations. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de ZimVie. ZV0461FR RÉV A 02/23 ©2023 ZimVie. Tous droits réservés.

