























































































































# TSX<sup>®</sup>, Trabecular Metal<sup>®</sup>, TSV<sup>®</sup>, und Eztetic<sup>®</sup> Implantatsysteme




# Trabecular Metal, Eztetic, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate

	Länge (mm)	Trabecular Metal Implantate					
		3,5 mm (P)		4,5 mm (P)		5,7 mm (P)	
		3,7 mm (D)	4,1 mm (D)	4,7 mm (D)	6,0 mm (D)		
Maschinierter Kragen (0,5 mm) mit Mikrorillen	10	 TMMB10	 TMM4B10	 TMMWB10	 TMM6B10		
	11,5	 TMMB11	 TMM4B11	 TMMWB11	 TMM6B11		
	13	 TMMB13	 TMM4B13	 TMMWB13	 TMM6B13		
	16	 TMMB16	-	-	-		
MTX Texturierter Kragen mit Mikrorillen	10	 TMTB10	 TMT4B10	 TMTWB10	 TMT6B10		
	11,5	 TMTB11	 TMT4B11	 TMTWB11	 TMT6B11		
	13	 TMTB13	 TMT4B13	 TMTWB13	 TMT6B13		
	16	 TMTB16	-	-	-		

	Länge (mm)	Eztetic Implantate	Tapered Screw-Vent Implantate			
		2,9 mm (P)	3,5 mm (P)		4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		3,1 mm (D)	3,7 mm (D)	4,1 mm (D)	4,7 mm (D)	6,0 mm (D)
Maschinierter Kragen (1 mm) ohne Mikrorillen	8		 TSVB8	 TSV4B8	 TSVWB8	 TSV6B8
	10		 TSVB10	 TSV4B10	 TSVWB10	 TSV6B10
	11,5		 TSVB11	 TSV4B11	 TSVWB11	 TSV6B11
	13		 TSVB13	 TSV4B13	 TSVWB13	 TSV6B13
Maschinierter Kragen (0,5 mm) mit Mikrorillen	8	 CM318	 TSVMB8	 TSVM4B8	 TSVMWB8	 TSVM6B8
	10	 CM3110	 TSVMB10	 TSVM4B10	 TSVMWB10	 TSVM6B10
	11,5	 CM3111	 TSVMB11	 TSVM4B11	 TSVMWB11	 TSVM6B11
	13	 CM3113	 TSVMB13	 TSVM4B13	 TSVMWB13	 TSVM6B13
MTX Texturierter Kragen mit Mikrorillen	8	 CT318	 TSVTB8	 TSVT4B8	 TSVTWB8	 TSVT6B8
	10	 CT3110	 TSVTB10	 TSVT4B10	 TSVTWB10	 TSVT6B10
	11,5	 CT3111	 TSVTB11	 TSVT4B11	 TSVTWB11	 TSVT6B11
	13	 CT3113	 TSVTB13	 TSVT4B13	 TSVTWB13	 TSVT6B13
16	 CT3116	 TSVTB16	 TSVT4B16	 TSVTWB16	 TSVT6B16	

Länge (mm)	TSX Implantate					
	2,9 mm (P)	3,5 mm (P)			4,5 mm (P)	
	3,1 mm (D)	3,7 mm (D)	4,1 mm (D)	4,7 mm (D) <sup>1</sup>	5,4 mm (D)	6,0 mm (D) <sup>1</sup>
8	 TSX31B8	 TSX37B8	 TSX41B8	 TSX47B8	 TSX54B8	 TSX6B8
10	 TSX31B10	 TSX37B10	 TSX41B10	 TSX47B10	 TSX54B10	 TSX6B10
11,5	 TSX31B11	 TSX37B11	 TSX41B11	 TSX47B11	 TSX54B11	 TSX6B11
13	 TSX31B13	 TSX37B13	 TSX41B13	 TSX47B13	 TSX54B13	 TSX6B13
16	 TSX31B16	 TSX37B16	 TSX41B16	 TSX47B16	 TSX54B16	 TSX6B16

<sup>1</sup> Hinweis: Im Gegensatz zu TSV-Implantaten besitzt das Implantat mit 4,7 mm (D) eine Plattform mit 3,5 mm (D) mit grüner Farbcodierung und das Implantat mit 6,0 mm (D) eine Plattform mit 4,5 mm (D) mit violetter Farbcodierung.



# Prothetische Komponenten für TSX, Eztetic, Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate

Höhe (mm)	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate									
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)			4,5 mm (P)				5,7 mm (P) <sup>1</sup>		
	3,7 mm (EP)	4,5 mm (EP)	3,8 mm (EP)	5,0 mm (EP)	6,5 mm (EP)	4,5 mm (EP)	5,5 mm (EP)	6,5 mm (EP)	7,5 mm (EP)	5,7 mm (EP)	6,8 mm (EP)	7,5 mm (EP)
3	CEEHA333	CEEHA343	TEEHA333	TEEHA353	TEEHA363	TEEHA443	TEEHA453	TEEHA463	TEEHA473	TEEHA553	TEEHA563	TEEHA573
5	CEEHA335	CEEHA345	TEEHA335	TEEHA355	TEEHA365	TEEHA445	TEEHA455	TEEHA465	TEEHA475	TEEHA555	TEEHA565	TEEHA575
7	CEEHA337	CEEHA347	TEEHA337	TEEHA357	TEEHA367	TEEHA447	TEEHA457	TEEHA467	TEEHA477	-	-	-

Einteilige Einheilkappen	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate																
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)			4,5 mm (P)				5,7 mm (P) <sup>1</sup>									
	Maße (mm)		Maße (mm)			Maße (mm)				Maße (mm)									
Einheilkappen abgebildet mit 3 mm Länge		1,5 CH	CHCNP31			3,5 EP	3 CH	HC333			4,5 EP	3 CH	HC443			6,5 EP	3 CH	HC563	
		3,7 EP	3 CH	CHCNP33		4,5 EP	5 CH	HC335			5,5 EP	5 CH	HC445			6,8 EP	5 CH	HC565	
		4,5 CH	CHCNP34			4,5 EP	3 CH	HC343			5,5 EP	3 CH	HC453						
		4,5 EP	3 CH	CHCNP41		5,5 EP	5 CH	HC345			6,5 EP	5 CH	HC455						
		4,5 CH	CHCNP43			5,5 EP	7 CH	HC347			6,5 EP	7 CH	HC457						
		4,5 EP	3 CH	CHCNP44		6,5 EP	3 CH	HC353			7,5 EP	3 CH	HC463						
		4,5 CH	CHCNP44			5,5 EP	5 CH	HC355			6,5 EP	5 CH	HC465						
		4,5 EP	5 CH	HC355		6,5 EP	5 CH	HC465											

Abformpfosten	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate													
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)			4,5 mm (P)				5,7 mm (P) <sup>1</sup>						
	Maße (mm)		Maße (mm)			Maße (mm)				Maße (mm)						
Indirekte Abformung (Für Abformungen mit geschlossenem Abformlöffel – enthält Schraube p/n HLTS2)		1,5 CH	CITNP31			3,5 EP	HLT3/3			4,5 EP	HLT4/4			6,5 EP	HLT5/6	
		3,7 EP	3 CH	CITNP33		4,5 EP	HLT3/4			5,5 EP	HLT4/5					
		4,5 CH	CITNP34			5,5 EP	HLT3/5			6,5 EP	HLT4/6					
		4,5 EP	3 CH	CITNP43												
	4,5 CH	CITNP44														
Direkte Abformung (Für Abformungen mit offenem Abformlöffel – enthält Schraube p/n DHTS)		1,5 CH	CDTNP31			3,5 EP	DHT3/3			4,5 EP	DHT4/4			6,5 EP	HLT5/6 + HLTE	
		3,7 EP	3 CH	CDTNP33		4,5 EP	DHT3/4			5,5 EP	DHT4/5					
		4,5 CH	CDTNP34			5,5 EP	DHT3/5			6,5 EP	DHT4/6					
		4,5 EP	3 CH	CDTNP43												
	4,5 CH	CDTNP44														
Implantatanaloge		CIANP			IA3				IA4			IA5				

Provisorische Restaurationen	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate													
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)			4,5 mm (P)				5,7 mm (P) <sup>1</sup>						
	Maße (mm)		Maße (mm)			Maße (mm)				Maße (mm)						
Temporäre Titan-/Kunststoff- Abutments (Kunststoff-Abutments beinhalten eine Halteschraube p/n PTSC und eine lange Verarbeitungsschraube p/n DHTS2 für max. 180 Tage im Falle von Kunststoff-Abutments)		3,5 EP	CTANP31													
				PT341S	PT344S	PT341A	PT344A	PT451S	PT454S	PT451A	PT454A	PT561S	PT564S			
Einbringhilfe/Abdruckpfosten <sup>2</sup> (Einschl. Ersatz-Halteschraube p/n URS2)				FMT3				FMT4			FMT5					

<sup>1</sup> Nicht kompatibel mit TSX Restaurativer Plattform

<sup>2</sup> Im Lieferumfang des Implantats enthalten.

# GenTek® Ti-Basen und restaurative Komponenten

















GenTek Kronen und Brücken	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate					
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)		4,5 mm (P)	5,7 mm (P) <sup>1</sup>		
<b>Ti-Basis, mit Rotationsschutz, Einzelzahn, Implantatebene</b> einschl. Sechsrund-Halteschraube und Klebeschraube, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm, Pfostenhöhe 7 mm								
	1,0 mm (H)	ZFX11ZB-EZ29AS10E	0,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV35AS03E	0,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV45AS03E	0,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV57AS03E
	1,7 mm (H)	ZFX11ZB-EZ29AS17E	1,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV35AS13E	1,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV45AS13E	1,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV57AS13E
	2,6 mm (H)	ZFX11ZB-EZ29AS26E	2,6 mm (H)	ZFX11ZB-TSV35AS26E	2,6 mm (H)	ZFX11ZB-TSV45AS26E	2,6 mm (H)	ZFX11ZB-TSV57AS26E
<b>Ti-Basis, ohne Rotationsschutz, mehrgliedrig, Implantatebene</b> einschl. Sechsrund-Halteschraube und Klebeschraube, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm, Pfostenhöhe 7 mm								
	1,0 mm (H)	ZFX11ZB-EZ29AS10N	0,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV35AS03N	0,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV45AS03N	0,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV57AS03N
	1,7 mm (H)	ZFX11ZB-EZ29AS17N	1,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV35AS13N	1,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV45AS13N	1,3 mm (H)	ZFX11ZB-TSV57AS13N
<b>Sechsrund-Halteschraube für Ti-Basis</b>								
	ZFX09-ZB-EZ-HLRS		ZFX09-ZB-TSV-HLRS		ZFX09-ZB-TSV-HLRS	ZFX09-ZB-TSV-HLRS		
<b>Ti-Basis, kompatibel mit Fräsblöcken, mit Rotationsschutz, Einzelzahn, Implantatebene</b> einschl. Halte- und Klebeschrauben, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm, Höhe 4,7 mm								
	ZFX11-ZB-EZ-2947-ES		ZFX11-ZB-TSV-3547-EL		ZFX11-ZB-TSV-4547-EL	FX11-ZB-TSV-5747-EL		
<b>Ti-Basis, kompatibel mit Fräsblöcken, ohne Rotationsschutz, mehrgliedrig, Implantatebene</b> einschl. Halte- und Klebeschrauben, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm, Höhe 4,7 mm								
	ZFX11-ZB-EZ-2947-NES		ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL		ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL		
<b>Halteschraube für Ti-Basis, kompatibel mit Fräsblöcken</b>								
	ZFX09-ZB-EZ-RS		ZFX09-ZB-TSV-RS		ZFX09-ZB-TSV-RS	ZFX09-ZB-TSV-RS		
<b>Ti-Basis, ohne Rotationsschutz, mehrgliedrig, Abutmentebene</b> einschl. Halte- und Klebeschrauben, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm, Höhe 3,9 mm								
					ZFX11-ZB-TA-45			
<b>Halteschraube für mehrgliedrige Ti-Basis, Abutmentebene</b>								
					ZFX09-ZB-TA-RS			
GenTek Titan Pre-Abutment Blanks	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate					
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)		4,5 mm (P)	5,7 mm (P) <sup>1</sup>		
<b>Pre-Abutment Blank (Titan)</b> einschl. Halteschraube, 30 Ncm empfohlenes Drehmoment 30 Ncm								
	ZFX18-ZB-EZ-29		ZFX18-ZB-TSV-35		ZFX18-ZB-TSV-45	ZFX18-ZB-TSV-57		
<b>Halteschraube für Ti-Basis</b>								
	ZFX09-ZB-EZ-RS		ZFX09-ZB-TSV-RS		ZFX09-ZB-TSV-RS	ZFX09-ZB-TSV-RS		
GenTek Scanbodies	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate					
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)		4,5 mm (P)	5,7 mm (P) <sup>1</sup>		
<b>Intraoraler und Desktop-Scanbody, Implantatebene</b> inkl. Schraube. Erhältlich in 5 mm Höhe, einzeln vertrieben								
	ZFX05Z-ZB-EZ-29		ZFX05Z-ZB-TSV-35		ZFX05Z-ZB-TSV-45	ZFX05Z-ZB-TSV-57		
<b>Intraoraler und Desktop-Scanbody, Abutmentebene</b> einschl. Schraube. Erhältlich in 5 mm (H), einzeln vertrieben								
					ZFX05Z-ZB-TA-45			











<sup>1</sup> Nicht kompatibel mit TSX Restaurativer Plattform

GenTek digitale Analoge	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate			
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)		4,5 mm (P)	5,7 mm (P) <sup>1</sup>
Digitales Analog, Implantatebene einschl. Befestigungsschraube*	 ZFX15Z-ZB-EZ-29		 ZFX15Z-ZB-TSV-35		 ZFX15Z-ZB-TSV-45	 ZFX15Z-ZB-TSV-57
Einsetzwerkzeug für digitale Analoge	 ZFX02-M16		 ZFX02-M18		 ZFX02-M18	 ZFX02-M18
Digitales Analog, Abutmentebene einschl. Befestigungsschraube*	-		-		 ZFX15Z-ZB-TA-45	-
Einsetzwerkzeug für digitales Analog, Abutmentebene	-		-		 ZFX02-M18	-

\*HXGR1.25 und HXLGR1.25 sind kompatible Schraubendreher

## Zementierte Restaurationen







Gerade	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate								
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)		4,5 mm (P)	5,7 mm (P) <sup>1</sup>					
Hex-Lock® Contour Abutments (einschl. Schraube p/n MHLAS)	Maße (mm)		Maße (mm)		Maße (mm)	Maße (mm)					
		1,5 CH 3,7 EP 3 CH 4,5 CH 1,5 CH 4,5 EP 3 CH 4,5 CH	CANP31S CANP33S CANP34S CANP41S CANP43S CANP44S		1 CH 4,5 EP 2 CH 3 CH	ZOA341S ZOA342S ZOA343S		1 CH 4,5 EP 2 CH 3 CH	ZOA441S <sup>2</sup> ZOA442S <sup>2</sup> ZOA443S <sup>2</sup>		1 CH 6,5 EP 2 CH 3 CH
Restaurative Contour Kits (einschl. Abformkappe, Analog, Provisorien- und Aufwachskäppchen. Diese werden auch individuell nach Erweiterungsdurchmesser angeboten.)	-		4,5 EP		5,5 EP	6,5 EP					
	-										
Kurze Hex-Lock-Abutments (einschl. Schraube p/n MHLAS)	-		4,5 EP		5,5 EP	6,5 EP					
	-										
Kurze restaurative Kits (einschl. Abformkappe, Analog, Provisorien- und Aufwachskäppchen. Diese werden auch individuell nach Erweiterungsdurchmesser angeboten.)	-		4,5 EP		5,5 EP	6,5 EP					
	-										
Hex-Lock-Abutments (einschl. Schraube p/n MHLAS)	-		3,5 EP		4,5 EP	6,5 EP					
	-										
	-		4,5 EP		5,5 EP	6,5 EP					
	-		HLA3/3		HLA4/4	HLA5/6					
	-		HLA3/4		HLA4/5	HLA5/6					
	-		HLA3/5		HLA4/6	HLA5/6					

Abgewinkelt	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate								
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)		4,5 mm (P)	5,7 mm (P) <sup>1</sup>					
Hex-Lock® Contour Abutments, 17° (einschl. Schraube p/n AH20S)	Maße (mm)		Maße (mm)		Maße (mm)	Maße (mm)					
		1,5 CH 3,7 EP 3 CH 4,5 EP 1,5 CH 3 CH	CANP31A CANP33A CANP41A CANP43A		1 CH 4,5 EP 2 CH	ZOA341A ZOA342A		1 CH 4,5 EP 2 CH 1 CH 2 CH	ZOA441A ZOA442A ZOA451A ZOA452A		1 CH 6,5 EP 2 CH
Restaurative Contour Kits, 17° (einschl. Abformkappe, Analog, Provisorien- und Aufwachskäppchen. Diese werden auch individuell nach Erweiterungsdurchmesser angeboten.)	-		4,5 EP		5,5 EP	6,5 EP					
	-										
Abgewinkelt Abutment, 20°, für 6 Positionen (einschl. Schraube p/n AH20S)	3,5 EP		4,5 EP		5,5 EP	6,5 EP					
											
	C20A3		AH20/4		AH20W/5	A5H20/6					




































<sup>1</sup> Nicht kompatibel mit TSX Restaurativer Plattform

<sup>2</sup> Die Strukturen für das Profil 4,5 mm (D) x 4,5 mm (D) sind aufgeführt, aber nicht abgebildet. Hinweis: Für diese Artikel verwenden Sie bitte das Restaurative Contour Kit ZCRKIT4S (gerade) oder ZCRKIT4A (abgewinkelt).





































# Individuelle Restaurationen, mit und ohne Rotationschutz

Individuelle Restaurationen	Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate			
	TSX und Eztetic Implantate	2,9 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
Angussfähiges Gold-Abutment, mit Rotationschutz (einschl. Schraube p/n MHLAS)	 CEANP31	 HLA3G	 HLA4G	 HLA5G
Angussfähiges Gold-Abutment, ohne Rotationschutz (einschl. Schraube p/n MHLAS)	-	 NEA3G	 NEA4G	-

## Ersatz-Halteschrauben

Schrauben	Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate			
	TSX und Eztetic Implantate	2,9 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
<b>Abutmentschraube</b> Für gerade Abutments	 CUAS	 MHLAS	 MHLAS	 MHLAS
<b>Abutmentschraube</b> Für abgewinkelte Abutments	 CUASA 1,5 mm (CH)  CUAS 3 mm (CH)	 AH20S	 AH20S	 AH20S
<b>Ersatz-Halteschraube</b> Direkte Abformung	 CASLC	 DHTS	 DHTS	 DHTS
<b>Ersatz-Halteschraube</b> Temporäre Kunststoff-Abutments (lang)	-	 DHTS2	 DHTS2	 DHTS2
<b>Verlängerungsschraube</b> 3,0 mm, indirekte Abformung	-	 HLTE	 HLTE	 HLTE
<b>Ersatz-Halteschraube</b> Indirekte Abformung, Hex-Lock-Abutments (lang)	-	 HLTS2	 HLTS2	 HLTS2
<b>Aufwachserschraube</b> Angussfähige Gold-Abutments, mit Rotationschutz	-	 MTWSD	 MTWSD	 MTWSD
<b>Aufwachserschraube</b> für konisches Abutment	-	 SCWS	 SCWS	 SCWS
<b>Ersatzschraube für Kappen</b>	-	 SCTS	 SCTS	 SCTS
<b>Befestigungsschraube für digitale Analoge</b> (4 Schrauben in einer Packung)	 ZFX15Z-FS	 ZFX15Z-FS	 ZFX15Z-FS	 ZFX15Z-FS

## Verschraubte Restaurationen

























Mehrgliedrige Universal-Abutments	Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate			
	TSX und Eztetic Implantate	2,9 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
<b>Universelles, gerades Abutment</b> ohne Rotationschutz, greift nicht in die Innensechskant-Verbindung. Nicht für Einzelzahnrestaurationen.	 1,0 mm (H) <b>UMUA-NP291S</b>  2,0 mm (H) <b>UMUA-NP292S</b>  3,0 mm (H) <b>UMUA-NP293S</b>  4,0 mm (H) <b>UMUA-NP294S</b>  5,0 mm (H) <b>UMUA-NP295S</b>	 1,0 mm (H) <b>UMUA-TSV351S</b>  2,0 mm (H) <b>UMUA-TSV352S</b>  3,0 mm (H) <b>UMUA-TSV353S</b>  4,0 mm (H) <b>UMUA-TSV354S</b>  5,0 mm (H) <b>UMUA-TSV355S</b>	 1,0 mm (H) <b>UMUA-TSV451S</b>  2,0 mm (H) <b>UMUA-TSV452S</b>  3,0 mm (H) <b>UMUA-TSV453S</b>  4,0 mm (H) <b>UMUA-TSV454S</b>  5,0 mm (H) <b>UMUA-TSV455S</b>	 1,0 mm (H) <b>UMUA-TSV571S</b>  2,0 mm (H) <b>UMUA-TSV572S</b>  3,0 mm (H) <b>UMUA-TSV573S</b>  4,0 mm (H) <b>UMUA-TSV574S</b>  5,0 mm (H) <b>UMUA-TSV575S</b>
<b>Abgewinkeltes Universal-Abutment, 17°</b> mit Rotationschutz im Implantat, nicht für Einzelzahnrestaurationen (einschl. vormontierter Halteschraube).	 2,5 mm (H) <b>UMUA-NP2925-17S</b>  3,5 mm (H) <b>UMUA-NP2935-17S</b>	 2,5 mm (H) <b>UMUA-TSV3525-17S</b>  3,5 mm (H) <b>UMUA-TSV3535-17S</b>	 2,5 mm (H) <b>UMUA-TSV4525-17S</b>  3,5 mm (H) <b>UMUA-TSV4535-17S</b>	 2,5 mm (H) <b>UMUA-TSV5725-17S</b>  3,5 mm (H) <b>UMUA-TSV5735-17S</b>
<b>Abgewinkeltes Universal-Abutment, 30°</b> mit Rotationschutz im Implantat, nicht für Einzelzahnrestaurationen (einschl. vormontierter Halteschraube).	 3,5 mm (H) <b>UMUA-NP2935-30S</b>  4,5 mm (H) <b>UMUA-NP2945-30S</b>	 3,5 mm (H) <b>UMUA-TSV3535-30S</b>  4,5 mm (H) <b>UMUA-TSV3545-30S</b>	 3,5 mm (H) <b>UMUA-TSV4535-30S</b>  4,5 mm (H) <b>UMUA-TSV4545-30S</b>	 3,5 mm (H) <b>UMUA-TSV5735-30S</b>  4,5 mm (H) <b>UMUA-TSV5745-30S</b>
























### Komponenten von mehrgliedrigen Universal-Abutments



 <b>UMUA-A</b> Implantatanalog	 <b>UMUA-DA</b> Implantatanalog (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	 <b>UMUA-SBIO</b> Intraoraler Scanbody	 <b>UMUA-SBTB5</b> TiBase-Scanbody, 5 Stk.	 <b>UMUA-SBDT</b> Desktop-Scanbody (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	 <b>UMUA-TTS</b> Mehrgliedrige TiBase, 6 mm (H) (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	 <b>UMUA-TTL</b> Mehrgliedrige TiBase, 8 mm (H) (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	 <b>UMUA-ASCT</b> TiBase mit abgewinkeltem Schraubenkanal
 <b>UMUA-S</b> Schraube für mehrgliedrige Restaurationen (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	 <b>UMUA-ASCTS</b> Schraube für TiBase mit abgewinkeltem Schraubenkanal	 <b>UMUA-OTIC</b> Abformpfosten	 <b>UMUA-CTICL</b> Abformpfosten, 8 mm (H)	 <b>UMUA-CTICS</b> Abformpfosten, 5 mm (H)	 <b>UMUA-HCS</b> Einhellkappe (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	 <b>UMUA-TCS</b> Zylinderprovisorium	 <b>UMUA-ODS</b> OverdenSURE®-Attachment

<sup>1</sup> Nicht kompatibel mit TSX Restaurativer Plattform

# Deckprothesen

OverdenSURE®-Abutments	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate					
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)		4,5 mm (P)		5,7 mm (P) <sup>1</sup>	
OverdenSURE Abnehmbares Attachment-System (Retentionsset ODS-RIKIT2001 enthalten. Erhältlich in allen aktiven Regionen außer den USA.)	 1,0 mm (H) <b>ODS-NP201</b>	 2,0 mm (H) <b>ODS-NP202</b>	 1,0 mm (H) <b>ODS-TSV301</b>	 2,0 mm (H) <b>ODS-TSV302</b>	 1,0 mm (H) <b>ODS-TSV401</b>	 2,0 mm (H) <b>ODS-TSV402</b>	 1,0 mm (H) <b>ODS-TSV501</b>	 2,0 mm (H) <b>ODS-TSV502</b>
	 3,0 mm (H) <b>ODS-NP203</b>	 4,0 mm (H) <b>ODS-NP204</b>	 3,0 mm (H) <b>ODS-TSV303</b>	 4,0 mm (H) <b>ODS-TSV304</b>	 3,0 mm (H) <b>ODS-TSV403</b>	 4,0 mm (H) <b>ODS-TSV404</b>	 3,0 mm (H) <b>ODS-TSV503</b>	 4,0 mm (H) <b>ODS-TSV504</b>
	 5,0 mm (H) <b>ODS-NP205</b>	 6,0 mm (H) <b>ODS-NP206</b>	 5,0 mm (H) <b>ODS-TSV305</b>	 6,0 mm (H) <b>ODS-TSV305</b>	 5,0 mm (H) <b>ODS-TSV405</b>	 6,0 mm (H) <b>ODS-TSV406</b>	 5,0 mm (H) <b>ODS-TSV505</b>	 6,0 mm (H) <b>ODS-TSV506</b>

OverdenSURE-Komponenten									
Abdruckkappe	MENGE	Abumentanalag	MENGE	Steg-Attachment <sup>2</sup>	MENGE	Ausblockplatzhalter	MENGE	Retentionsgehäusekappe	MENGE
 <b>ODS-IC01</b>	1	 <b>ODS-AA01</b>	1	 <b>ODS-BARATT01</b>	1	 <b>ODS-BS010</b>	20	 <b>ODS-RH01</b>	1
 <b>ODS-IC04</b>	4	 <b>ODS-AA04</b>	4	 <b>ODS-BARATT02</b>	2			 <b>ODS-RH04</b>	4
 <b>ODS-IC10</b>	10	 <b>ODS-AA10</b>	10	 <b>ODS-BARATT04</b>	4			 <b>ODS-RH10</b>	10
Retentionssets (Set)		MENGE	Retentionseinsätze		MENGE				
	20°	<b>ODS-RIKIT2001</b>	1		<b>ODS-RIB2004</b>	4		<b>ODS-RIR4004</b>	4
	20°	<b>ODS-RIKIT2002</b>	2		<b>ODS-RIP2004</b>	4		<b>ODS-RIY4004</b>	4
	40°	<b>ODS-RIKIT4001</b>	1		<b>ODS-RIC2004</b>	4		<b>ODS-RIG4004</b>	4
	40°	<b>ODS-RIKIT4002</b>	2						

Kugelpf-Abutments	TSX und Eztetic Implantate		Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und TSX Implantate					
	2,9 mm (P)		3,5 mm (P)		4,5 mm (P)		5,7 mm (P) <sup>1</sup>	
Kugelpf-Abutments mit Metallgehäuse und Nylon-Retentionshülse	 2 mm (CH) <b>CBANP2</b>	 2 mm (CH) <b>BAC2</b>	 2 mm (CH) <b>BACW2</b>	 2 mm (CH) <b>BA5C2</b>				
	 4 mm (CH) <b>CBANP4</b>	 4 mm (CH) <b>BAC4</b>	 4 mm (CH) <b>BACW4</b>	 4 mm (CH) <b>BA5C4</b>				
	 6 mm (CH) <b>CBANP6</b>	 6 mm (CH) <b>BAC6</b>	 6 mm (CH) <b>BACW6</b>					

Komponenten für Kugelpf-Abutments						
 <b>BAT</b> Abdruckkappe für Kugelpf-Abutment	 <b>KAT</b> Abdruckkappe	 <b>BAR</b> Kugelpf-Abumentanalag	 <b>CAH</b> Metallmatrize	 <b>CAN</b> Nylon-Retentionshülse	 <b>CAN-G</b> Nylon-Retentionshülse für feste Retention	

**CAS**  
Kappengeschiebe-System (mit 4 Nylon-Retentionshülsen, 2 Positioniererringen, 4 Gehäusen und 4 ausbrennbaren Kugelpfmustern)

**CAI**  
Kappengeschiebe-Instrumente (mit Einsetzinstrument, Reibbahn und Parallelisierungspfosten)

Prothesenwerkzeuge und Drehmomentschlüssel					
 <b>TWR</b> Drehmomentschlüssel 10-35 Ncm	 <b>TW1.25</b> Sechskant-Winkelstückeinsatz für Drehmomentschlüssel 1,25 mm (D), lang, für TWR, Länge 17 mm	 <b>TW1.25L</b> Sechskant-Winkelstückeinsatz für Drehmomentschlüssel 1,25 mm (D), lang, für TWR, Länge 22 mm	 <b>HXGR1.25</b> 22 mm lang	 <b>Hx1.25D</b> 23 mm lang	 <b>TLR2</b> Abziehinstrument TSV
 <b>ZTIRW</b> Ratsche mit Drehmomentanzeige für hohen Drehmomentbereich 40-90 Ncm	 <b>ABTH</b> Abumenthalter	 <b>ODS-DRVR</b> Abument-Schraubendreher	 <b>ODS-IRTOOL</b> Abzieh- und Einsetzinstrument	 <b>HXLGR1.25</b> 30 mm lang	 <b>HXL1.25D</b> 30 mm lang
 <b>UMUA-D</b> Schraubendreher für mehrgliedrige Restaurationen	 <b>ISO4X4A</b> ISO-Verriegelung, 4x4-Schraubendreher	 <b>ASC-SD24</b> Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle, 24 mm lang	 <b>ASC-SD30</b> Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle, 30 mm lang		

<sup>1</sup> Nicht kompatibel mit TSX Restaurativer Plattform  
<sup>2</sup> Enthält keine Retentionssets

Weitere Informationen finden Sie unter [ZimVie.eu](http://ZimVie.eu)

**ZimVie US Corp LLC**

4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Tel: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272  
[dentalCS@ZimVie.com](mailto:dentalCS@ZimVie.com)

**ZimVie Germany GmbH**

Kopernikusstraße 15  
D-85221 Dachau  
Tel: +49-(0)800-101-64-20  
Fax: +49-(0)800-313-11-11  
[ZV.bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.bestellung@ZimVie.com)

**ZimVie Austria GmbH**

Wienerbergstraße 11/12a  
A-1100 Wien  
Tel: +43-(0)8000-700-17  
Fax: +43-(0)8000-700-18  
[ZV.bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.bestellung@ZimVie.com)

**ZimVie Switzerland GmbH**

Grüzefeldstrasse 41  
CH-8404 Winterthur  
Tel: +41-(0)800-24-66-38  
Fax: +41-(0)800-24-66-39  
[ZV.bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.bestellung@ZimVie.com)



Medizinproduktklasse: Zahnimplantate (Klasse IIb), OverdenSURE (Klasse IIb), TiBasen (Klasse IIb), Scanbodies (Klasse I), Rohlinge (Klasse IIb), Werkzeuge (Klasse I), Schrauben (Klasse IIb) und Analoge (Nicht-Medizinprodukte). Der Zweck von Zahnimplantaten besteht darin, fehlende Zähne einzeln (Einzelzahnrestorationen), mehrere Zähne oder zahnlose Kiefer (implantatgetragene festsitzende Brücke, implantatgestützte Overdenture) zu ersetzen bzw. zu rehabilitieren. Die hier dargestellten Produkte sind in Frankreich nicht erstattungsfähig. Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Marken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. und seinen verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, usw.) hergestellt und von ZimVie US Corp LLC und seinen zugelassenen Handelspartnern vertrieben. OverdenSURE und mehrgliedrige Universal-Abutments, Komponenten und Instrumente werden von Terrats Medical S.L. gefertigt. ZimVie ist ein autorisierter Vertreiber von Drehmomentschlüsseln, die von Josef Ganter gefertigt werden. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanleitungen zu entnehmen. Produktzulassung und Verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZV0796-EMEA-DE REV F 08/25 ©2025 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.



Die für jedes Produkt zutreffende BS-Nummer ist ggf. auf dem Produktetikett angegeben.