




Eine Komplettlösung für
verschraubte Restaurationen




Universal Multi-Unit Abutments

für 3,5 mm und
4,5 mm TSV®, TSX™
Implantatverbindungen

Eine 4,8 mm restaurative Plattform

Umfasst einen neuen digitalen Workflow für mehr
Flexibilität bei Ihren definitiven Restaurationen



Niedrige restaurative Höhe von
2,2 mm für eingeschränkten
Interokklusalabstand



Universal-TiBases sind in verschiedenen
Höhen für mehr Vielseitigkeit und
für den Zugang über abgewinkelte
Schraubenkanäle erhältlich.



Universal-Implantat analoge können
sowohl in Gips- als auch in 3D-Modellen
verwendet werden.

 **ZimVie**

Gerades Universal-Abutment

Ohne Rotationsschutz, greift nicht in die Innensechskant-Verbindung. Nicht für Einzelzahnrestorationen.

TSV® und TSX™ Implantatsysteme		
Kragenhöhe	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
1,0 mm	UMUA-TSV351	UMUA-TSV451
2,0 mm	UMUA-TSV352	UMUA-TSV452
3,0 mm	UMUA-TSV353	UMUA-TSV453
4,0 mm	UMUA-TSV354	UMUA-TSV454
5,0 mm	UMUA-TSV355	UMUA-TSV455



17° abgewinkelte Universal-Abutments

Greifen im Implantat, nicht für Einzelzahnrestorationen (inkl. vormontierter Halteschraube)

TSV- und TSX-Implantatsysteme		
Kragenhöhe	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
2,5 mm	UMUA-TSV3525-17	UMUA-TSV4525-17
3,5 mm	UMUA-TSV3535-17	UMUA-TSV4535-17



30° abgewinkelte Universal-Abutments

Greifen im Implantat, nicht für Einzelzahnrestorationen (inkl. vormontierter Halteschraube)

TSV- und TSX-Implantatsysteme		
Kragenhöhe	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
3,5 mm	UMUA-TSV3535-30	UMUA-TSV4535-30
4,5 mm	UMUA-TSV3545-30	UMUA-TSV4545-30



Universal-Komponenten	
Implantatanalog	UMUA-A
Implantatanalog (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	UMUA-DA
Einheilkappe (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	UMUA-HC
Zylinderprovisorium	UMUA-TC
Intraoraler Scankörper	UMUA-SBIO
TiBase Scankörper, 5 Stk	UMUA-SBTB5
Desktop-Scankörper (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	UMUA-SBDT
Abformpfosten	UMUA-OTIC
Abformpfosten, 5 mm (H), Menge: 1	UMUA-CTICS
Abformpfosten, 5 mm (H), Menge: 4	UMUA-CTICS4
Abformpfosten, 8 mm (H), Menge: 1	UMUA-CTICL
Abformpfosten, 8 mm (H), Menge: 4	UMUA-CTICL4
Multi-Unit TiBase, 6 mm (H) (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	UMUA-TTS
Multi-Unit TiBase, 8 mm (H) (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	UMUA-TTL
Ti-Base mit abgewinkeltem Schraubenkanal	UMUA-ASCT
TiBase-Schraube mit abgewinkeltem Schraubenkanal	UMUA-ASCTS
Multi-Unit Schraube (0,050-Zoll-Sechskantschraube)	UMUA-S
OverdenSURE®-Attachment	UMUA-ODS

Universalwerkzeuge	
Multi-Unit Schraubendreher	UMUA-D
Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle, 24 mm (L)	ASC-SD24
Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle, 30 mm (L)	ASC-SD30
ISO-Verriegelung, 4x4-Schraubendreher	ISO4X4A

Weitere Informationen finden Sie unter ZimVie.com

ZimVie Dental Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com
www.ZimVie.com/dental

Zimmer Dental GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.Bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH
Wienerbergstrasse 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.Bestellung@ZimVie.com

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur - Schweiz
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.Bestellung@ZimVie.com

