




Una solución completa para restauraciones atornilladas




## Pilares Multi-Unit universales

para conexiones de implante TSV® y TSX™ de 3,5 y 4,5 mm

### Una plataforma protésica de 4,8 mm

Incluye un nuevo flujo de trabajo digital para conseguir una mayor flexibilidad en la prótesis definitiva



Baja altura protésica de 2,2 mm cuando hay poco espacio interoclusal



Las bases de titanio están disponibles en diversas alturas para lograr una mayor versatilidad y posibilitar el acceso al canal del tornillo angulado



Los análogos del implante universales se pueden utilizar en modelos 3D y de escayola

 **ZimVie**

### Pilar recto universal

Rotatorio, no encaja en la conexión hexagonal interna.  
No pueden usarse en restauraciones unitarias.

Sistemas de implante TSV® y TSX™		
Altura del cuello	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm
1,0 mm	UMUA-TSV351	UMUA-TSV451
2,0 mm	UMUA-TSV352	UMUA-TSV452
3,0 mm	UMUA-TSV353	UMUA-TSV453
4,0 mm	UMUA-TSV354	UMUA-TSV454
5,0 mm	UMUA-TSV355	UMUA-TSV455



### Pilar angulado universal, 17°

Fijar en el implante, no utilizar en restauraciones unitarias  
(incl. un tornillo de retención premontado)

Sistemas de implante TSV y TSX		
Altura del cuello	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm
2,5 mm	UMUA-TSV3525-17	UMUA-TSV4525-17
3,5 mm	UMUA-TSV3535-17	UMUA-TSV4535-17



### Pilar angulado universal, 30°

Fijar en el implante, no utilizar en restauraciones unitarias  
(incl. un tornillo de retención premontado)

Sistemas de implante TSV y TSX		
Altura del cuello	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm
3,5 mm	UMUA-TSV3535-30	UMUA-TSV4535-30
4,5 mm	UMUA-TSV3545-30	UMUA-TSV4545-30



Componentes universales	
Análogo del implante	UMUA-A
Análogo del implante (tornillo hexagonal de 1,2mm)	UMUA-DA
Tapa de cicatrización (tornillo hexagonal de 1,2mm)	UMUA-HC
Cilindro provisional	UMUA-TC
Cuerpo de escaneado intraoral	UMUA-SBIO
Cuerpo de escaneado de base de titanio, cantidad 5	UMUA-SBTB5
Cuerpo de escaneado de laboratorio (tornillo hexagonal de 1,2mm)	UMUA-SBDT
Cofia de impresión	UMUA-OTIC
Cofia de impresión, 5 mm (alt.), cantidad 1	UMUA-CTICS
Cofia de impresión, 5 mm (alt.), cantidad 4	UMUA-CTICS4
Cofia de impresión, 8 mm (alt.), cantidad 1	UMUA-CTICL
Cofia de impresión, 8 mm (alt.), cantidad 4	UMUA-CTICL4
Base de titanio Multi-Unit, 6 mm (alt.) (tornillo hexagonal de 1,2mm)	UMUA-TTS
Base de titanio Multi-Unit, 8 mm (alt.) (tornillo hexagonal de 1,2mm)	UMUA-TTL
Base de titanio con canal de tornillo angulado	UMUA-ASCT
Tornillo de base de titanio con canal de tornillo angulado	UMUA-ASCTS
Tornillo Multi-Unit (tornillo hexagonal de 1,2mm)	UMUA-S
Fijación OverdenSURE®	UMUA-ODS

Herramientas universales	
Destornillador Multi-Unit	UMUA-D
Destornillador para canal de tornillo angulado, 24 mm (long.)	ASC-SD24
Destornillador para canal de tornillo angulado, 30 mm (long.)	ASC-SD30
Conexión ISO, destornillador 4 x 4	ISO4X4A

Para obtener más información, visite [ZimVie.com](http://ZimVie.com)

#### ZimVie Dental Global Headquarters

4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Phone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272  
dentalCS@ZimVie.com  
www.ZimVie.com/dental

#### Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.

WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª  
C/Tirso de Molina, 40  
08940, Cornellà de Llobregat  
Atención al cliente España: 900-800-303  
Atención al cliente Portugal: 800-827-836  
Fax para pedidos: 93-445-81-36  
ZV.pedidos@ZimVie.com

 **ZimVie**  
Restoring Daily Life.®

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de ZimVie Inc., y todos los productos son fabricados por una o varias de las filiales dentales de ZimVie, Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.), y distribuidos y comercializados por ZimVie Dental (anteriormente Zimmer Biomet Dental) y sus socios comerciales autorizados. Los pilares Multi-Unit universales, los componentes y las herramientas son fabricados por Terrats Medical S.L. Si desea obtener más información sobre algún producto, consulte el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado exclusivamente para el uso de odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZV0859ES REV. A 04/23 © 2023 ZimVie. Todos los derechos reservados.

