


מבנים אוניברסליים למולטי יוניט

עבור חיבורי שתלים TSV[®],
TSX[™] 3.5 מ"מ ו-4.5 מ"מ



פלטפורמת שיקום אחת - 4.8 מ"מ

כולל תהליכי עבודה דיגיטליים חדשים, עבור גמישות רבה יותר
בשיקום הסופי שלכם



אפשר להשתמש באנלוגיים אוניברסליים לשתלים
בדגמי אבן או תלת ממד



בסיסי TiBases אוניברסליים זמינים
במספר גבהים לנגישות רבה יותר ולגישה
לערוץ בורג זוויתי



גובה נמוך של 2.2 מ"מ עבור שיקום
ברוחים מוגבלים



מבנה מולטי יוניט אוניברסלי ישר
 אינו נתפס, אינו מתחבר בחיבור המשושה הפנימי. לא לשימוש בשיקום של יחידה אחת.

רכיבים אוניברסליים	
UMUA-A	אנלוג לשתל
UMUA-DA	אנלוג לשתל (בורג משושה 0.050")
UMUA-HC	כיפת ריפוי (בורג משושה 0.050")
UMUA-TC	צילינדר זמני
UMUA-SBIO	גוף סריקה חלל הפה
UMUA-SBTB5	גוף סריקה TiBase, כמות: 5
UMUA-SBDT	גוף סריקה מעבדתי (בורג משושה 0.050")
UMUA-OTIC	טרנספר
UMUA-CTICS	טרנספר, 5 מ"מ (ג), כמות: 1
UMUA-CTICS4	טרנספר, 5 מ"מ (ג), כמות: 4
UMUA-CTICL	טרנספר, 8 מ"מ (ג), כמות: 1
UMUA-CTICL4	טרנספר, 8 מ"מ (ג), כמות: 4
UMUA-TTS	מבנה מולטי יוניט TiBase, 6 מ"מ (ג) (בורג משושה 0.050")
UMUA-TTL	מבנה מולטי יוניט TiBase, 8 מ"מ (ג) (בורג משושה 0.050")
UMUA-ASCT	בסיס TiBase זוויתי
UMUA-ASCTS	בורג TiBase זוויתי
UMUA-S	בורג למולטי יוניט (בורג משושה 0.050")
UMUA-ODS	חיבור OverdenSURE®



מערכות שתלים TSV ו-TSX		
גובה קולר	Ø3.5 מ"מ	Ø4.5 מ"מ
1.0 מ"מ	UMUA-TSV351	UMUA-TSV451
2.0 מ"מ	UMUA-TSV352	UMUA-TSV452
3.0 מ"מ	UMUA-TSV353	UMUA-TSV453
4.0 מ"מ	UMUA-TSV354	UMUA-TSV454
5.0 מ"מ	UMUA-TSV355	UMUA-TSV455

מבנה מולטי יוניט זוויתי אוניברסלי, 17°
 נתפס בשתל, לא לשימוש בשיקום של יחידה אחת (כולל בורג קיבוע מורכב מראש)

מערכות שתלים TSV ו-TSX		
גובה קולר	Ø3.5 מ"מ	Ø4.5 מ"מ
2.5 מ"מ	UMUA-TSV3525-17	UMUA-TSV4525-17
3.5 מ"מ	UMUA-TSV3535-17	UMUA-TSV4535-17

מבנה מולטי יוניט זוויתי אוניברסלי, 30°
 נתפס בשתל, לא לשימוש בשיקום של יחידה אחת (כולל בורג קיבוע מורכב מראש)

מערכות שתלים TSV ו-TSX		
גובה קולר	Ø3.5 מ"מ	Ø4.5 מ"מ
3.5 מ"מ	UMUA-TSV3535-30	UMUA-TSV4535-30
4.5 מ"מ	UMUA-TSV3545-30	UMUA-TSV4545-30

כלים אוניברסליים	
UMUA-D	בורג למולטי יוניט
ASC-SD24	מפתח עבור טי בייס זוויתי, 24 מ"מ (א)
ASC-SD30	מפתח עבור טי בייס זוויתי, 30 מ"מ (א)
ISO4X4A	תפס ISO, בורג 4x4

ZimVie.com בקר בכתובת נוסף, לקבלת מידע נוסף



Zimmer Dental Ltd
 העמל 13
 פארק תעשייה אפק
 ראש העין
 ישראל
 טל: +972 3 612 4242
 פקס: +972 3 612 4243
 zvil-cs@ZimVie.com

ZimVie Dental Global Headquarters
 4555 Riverside Drive
 Palm Beach Gardens, FL 33410
 טלפון: +1-561-776-6700
 פקס: +1-561-776-1272
 dentalCS@ZimVie.com

אלא אם צוין אחרת, כפי שמצוין בזאת, כל הימנים המסחריים הם רכוש של ZimVie; וכל המוצרים מיוצרים על ידי חברה בת דנטלית אחת או יותר של ZimVie Inc. (Biomet 3i, Zimmer Dental Inc. וכו'), משווקים ומופצים על ידי ZimVie Dental (לשעבר Zimmer Biomet Dental) ושותפי השיווק המורשים שלה. מבנים אוניברסליים מרובי-יחידות, רכיבים וכלים מיוצרים על ידי Terrats Medical S.L. לקבלת מידע נוסף על המוצר, יש לעיין בתוויות המוצר או בהוראות השימוש. אישור המוצר וזמינותו עשויים להיות מוגבלים למדינות/לאזורים מסוימים. חומר זה מיועד לשימוש על ידי צוותים רפואיים בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי או המלצות רפואיות. אין להפיץ לשום נמען אחר. אין להעתיק או להדפיס מחדש חומר זה ללא הסכמה מפורשת של ZimVie. ככתב. ©2023 ZimVie. REV A 04/23 ZV08591L. כל הזכויות שמורות.

