




Una soluzione completa  
per restauri avvitati




## Abutment multi-unit universali

per connessioni  
implantari TSV® e TSX™  
da 3,5 mm e 4,5 mm

### Una piattaforma protesica da 4,8 mm

Include un nuovo flusso di lavoro digitale per una  
maggiore flessibilità nel restauro definitivo



Altezza di ripristino ridotta di  
2,2 mm per spazi interarcata  
limitati



I TiBase universali sono disponibili  
in diverse altezze per offrire una  
maggiore versatilità e agevolare  
l'accesso al canale della vite angolato



Gli analoghi per impianto universali  
possono essere utilizzati nei modelli sia  
in gesso che 3D

 **ZimVie**

### Abutment universale dritto

Senza ingaggio: non si innesta nella connessione esagonale interna. Non utilizzabile per protesi con unità singola.

Sistemi implantari TSV® e TSX™		
Altezza del collare	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
1,0 mm	UMUA-TSV351	UMUA-TSV451
2,0 mm	UMUA-TSV352	UMUA-TSV452
3,0 mm	UMUA-TSV353	UMUA-TSV453
4,0 mm	UMUA-TSV354	UMUA-TSV454
5,0 mm	UMUA-TSV355	UMUA-TSV455



### Abutment universale angolato, 17°

Innesto nell'impianto, non utilizzabile per protesi con unità singola (incl. vite di ritenzione pre-assemblata)

Sistemi di impianto TSV e TSX		
Altezza del collare	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
2,5 mm	UMUA-TSV3525-17	UMUA-TSV4525-17
3,5 mm	UMUA-TSV3535-17	UMUA-TSV4535-17



### Abutment universale angolato, 30°

Innesto nell'impianto, non utilizzabile per protesi con unità singola (incl. vite di ritenzione pre-assemblata)

Sistemi di impianto TSV e TSX		
Altezza del collare	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
3,5 mm	UMUA-TSV3535-30	UMUA-TSV4535-30
4,5 mm	UMUA-TSV3545-30	UMUA-TSV4545-30



Componenti universali	
Analogo per impianto	UMUA-A
Analogo per impianto (vite esagonale da 0,050")	UMUA-DA
Cappetta di guarigione (vite esagonale da 0,050")	UMUA-HC
Cilindro provvisorio	UMUA-TC
Scan body intraorale	UMUA-SBIO
Scan body TiBase, q.tà 5	UMUA-SBTB5
Scan body desktop (vite esagonale da 0,050")	UMUA-SBDT
Cappetta per impronta	UMUA-OTIC
Cappetta per impronta, 5 mm (H), q.tà 1	UMUA-CTICS
Cappetta per impronta, 5 mm (H), q.tà 4	UMUA-CTICS4
Cappetta per impronta, 8 mm (H), q.tà 1	UMUA-CTICL
Cappetta per impronta, 8 mm (H), q.tà 4	UMUA-CTICL4
TiBase multi-unit, 6 mm (H) (vite esagonale da 0,050")	UMUA-TTS
TiBase multi-unit, 8 mm (H) (vite esagonale da 0,050")	UMUA-TTL
TiBase con canale della vite angolato	UMUA-ASCT
Vite per TiBase con canale della vite angolato	UMUA-ASCTS
Vite per multi-unit (vite esagonale da 0,050")	UMUA-S
Attacco OverdenSURE®	UMUA-ODS

Strumenti universali	
Driver per multi-unit	UMUA-D
Cacciavite per canale della vite angolato, 24 mm (L)	ASC-SD24
Cacciavite per canale della vite angolato, 30 mm (L)	ASC-SD30
Blocco ISO, driver 4x4	ISO4X4A

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [ZimVie.com](http://ZimVie.com)

**ZimVie Dental Global Headquarters**  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Phone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272  
dentalCS@ZimVie.com  
www.ZimVie.com/dental

**Zimmer Dental Italy srl**  
Viale Italia n. 205/D  
31015 Conegliano (TV)  
Tel.: +39-0438-37681  
Fax: +39-0438-553181  
ZimmerDental.Italy@ZimVie.com

 **ZimVie**  
Restoring Daily Life.®

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi indicati nel presente sono proprietà di ZimVie. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più controllate odontoiatriche di ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental Inc., ecc.) e sono commercializzati e distribuiti da ZimVie Dental (in precedenza Zimmer Biomet Dental) e dai suoi partner commerciali autorizzati. Gli abutment multi-unità, i componenti e gli strumenti universali sono prodotti da Terrats Medical S.L. Per ulteriori informazioni, consultare le etichette o le istruzioni per l'uso dei singoli prodotti. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/regioni. Il presente documento è destinato esclusivamente all'uso da parte dei medici e non include pareri o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZV0859IT REV A 04/23 ©2023 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

