

Kit de vis de fixation

Qualité et confiance – Tout en un



1 Simple et sécurisé

Préhension aisée et stable de la vis

Connexion fiable entre l'instrument de pose et la vis

Vis stérilisées et entreposées dans une boîte robuste

2 Compact et complet

Bac de rangement autoclavable en métal

Instrument manuel de pose en acier inoxydable

Système Micro (Ø 1,5 mm) et Mini (Ø 2,0 mm)

3 Module polyvalent - Assortiment complet

Vis de fixation en alliage de titane de Ø 1,5 mm, 2,0 mm et 2,3 mm

Forets, instruments d'insertion et vis à code couleur

Choisissez et ajoutez à tout moment des composants en fonction de vos besoins spécifiques

Qualité et confiance – Tout en un

Le **kit de vis de fixation** représente une solution compacte pour la fixation temporaire et la stabilisation des greffes osseuses, des matériaux de remplacement osseux résorbables et non résorbables appropriés, et des membranes pour la crête alvéolaire. Les deux systèmes à code couleur pour le 1,5 mm Micro (**bleu**) et pour le 2,0 mm Mini (**rouge**) offrent des options fonctionnelles simples et rentables. Ce code couleur pour les deux systèmes, les composants et les vis permet une identification simple et rapide des pièces facilitant leur assemblage. Ce système de stockage modulaire permet des configurations individuelles, et son design ouvert facilite le nettoyage et la stérilisation. Les vis de fixation et les mèches en titane ou alliage de titane sont résistantes à la corrosion, sont biocompatibles et non toxiques pour l'environnement biologique. De plus, lors d'un contrôle radiographique les vis ne présentent aucun artefact.



Simple et sécurisé

Les vis sont faciles à extraire et leur connexion avec l'instrument de pose est fiable.

Un kit de démarrage ergonomique pour une prise en main simplifiée



Caractéristiques du kit de démarrage* (69.01.10Z) :

- Bac de rangement solide, en métal et autoclavable
- Instrument manuel de pose en acier inoxydable
- Système Micro, Ø 1,5 mm
 - Inserts de pose (long et court) en acier inoxydable
 - Foret pilote en acier inoxydable, L = 14 mm
 - Foret pilote pour greffon en acier inoxydable, L = 15 mm

Kit de vis de fixation - Références de commande du kit de démarrage

Contenu	Plateau	Instrument manuel de pose	Insert de pose court	Insert de pose long	Foret-pilote, Micro, L = 14 mm	Foret pilote pour greffon, Micro
Kit de démarrage assemblé*	69.01.10Z					
Composants	69.01.11Z	75.23.52Z	75.23.23Z	75.23.19Z	69.01.09Z	69.01.16Z

*Les vis ne sont pas incluses dans le kit de démarrage

Contactez-nous au +33(0)1- 45 12 35 35 ou rendez-vous sur
zimmerbiometdental.fr

Zimmer Biomet Dental
 Global Headquarters
 4555 Riverside Drive
 Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
 Tél : +1-561-776-6700
 Fax : +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS
 Batiment Quebec
 19 Rue d'Arcueil
 94528 Rungis Cedex
 Tel : +33-1-45-12-35-35
 Fax : +33 1-45-60-04-88
ZB.commandes@zimmerbiomet.com

Sauf indication contraire, toutes les marques déposées mentionnées ici sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc. et commercialisés et distribués par Zimmer Biomet Dental et ses partenaires commerciaux autorisés. Le système d'ostéosynthèse est fabriqué par Medicon e.g. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter les étiquettes individuelles ou le mode d'emploi du produit. L'autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document est destiné exclusivement aux cliniciens et il n'inclut aucun avis ni recommandation médicaux. Ce document ne peut être copié ni reproduit sans l'autorisation écrite de Zimmer Biomet Dental. ZB0205FR RÉV B 09/19 ©2019 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

