

Qualité et confiance –
Tout en un

Kit de vis de fixation



1. Simple et sécurisé

- Préhension aisée et stable de la vis
- Connexion fiable entre l'instrument de pose et la vis
- Vis stérilisées et entreposées dans une boîte robuste

2. Compact et complet

- Bac de rangement autoclavable en métal
- Instrument manuel de pose en acier inoxydable
- Système Micro (Ø 1,5 mm) et Mini (Ø 2,0 mm)

3. Module polyvalent - Assortiment complet

- Vis de fixation en alliage de titane de Ø 1,5 mm, 2,0 mm et 2,3 mm
- Forets, instruments d'insertion et vis à code couleur
- Choisissez et ajoutez à tout moment des composants en fonction de vos besoins spécifiques

 **ZimVie**

Qualité et confiance – Tout en un

Le kit de vis de fixation représente une solution compacte pour la fixation temporaire et la stabilisation des greffes osseuses, des matériaux de remplacement osseux résorbables et non résorbables appropriés, et des membranes pour la crête alvéolaire. Les deux systèmes à code couleur pour le 1,5 mm Micro (bleu) et pour le 2,0 mm Mini (rouge) offrent des options fonctionnelles simples et rentables. Ce code couleur pour les deux systèmes, les composants et les vis permet une identification simple et rapide des pièces facilitant leur assemblage. Ce système de stockage modulaire permet des configurations individuelles, et son design ouvert facilite le nettoyage et la stérilisation. Les vis de fixation et les mèches en titane ou alliage de titane sont résistantes à la corrosion, sont biocompatibles et non toxiques pour l'environnement biologique. De plus, lors d'un contrôle radiographique les vis ne présentent aucun artefact.



Simple et sécurisé

Les vis sont faciles à extraire et leur connexion avec l'instrument de pose est fiable.

Un kit de démarrage ergonomique pour une prise en main simplifiée

Caractéristiques du kit de démarrage* (69.01.10Z) :

- Bac de rangement solide, en métal et autoclavable
- Instrument manuel de pose en acier inoxydable
- Système Micro, Ø 1,5 mm
 - Inserts de pose (long et court) en acier inoxydable
 - Foret pilote en acier inoxydable, L = 14 mm
 - Foret pilote pour greffon en acier inoxydable, L = 15 mm



Kit de vis de fixation - Références de commande du kit de démarrage

Contenu	Plateau	Instrument manuel de pose	Insert de pose court	Insert de pose long	Foret-pilote, Micro, L = 14 mm	Foret pilote pour greffon, Micro
Kit de démarrage assemblé*	69.01.10Z					
Composants	69.01.11Z	75.23.52Z	75.23.23Z	75.23.19Z	69.01.09Z	69.01.16Z

*Les vis ne sont pas incluses dans le kit de démarrage

Contactez-nous au 01-41-05-43-43 ou rendez-vous sur ZimVie.com/dental

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454

Zimmer Dental SAS
Bâtiment Québec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel. : 0141-05-43-43
Fax : 0141-05-43-40
ZV.commandes@ZimVie.com

ZimVie
Restoring Daily Life.®

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de ZimVie et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) commercialisés et distribués par ZimVie Dental et par ses partenaires de commercialisation. Les kits de fixation à vis sont fabriqués par Medicon e.G. Pour plus d'informations sur les produits, se reporter aux étiquettes ou au mode d'emploi. L'agrément et la disponibilité de certains produits peut se limiter à certains pays/régions. Ce document est réservé exclusivement aux cliniciens et ne propose ni avis ni recommandation médicale. Il est interdit de le transmettre à d'autres destinataires. Il est interdit de copier ou de réimprimer ce document sans l'autorisation expresse par écrit de ZimVie Dental. ZV1427FR REV A 09/23 ©2023 ZimVie. Tous droits réservés.

CE
0123

