

Qualität & Vertrauen –  
aus einer Hand

# Osteosynthese System



Das **Osteosynthese System** bietet eine kompakte Lösung für die temporäre Fixierung und Stabilisation von Knochentransplantaten, geeigneten resorbierbaren und nicht resorbierbaren Knochenersatzmaterialien sowie Membranen. Zwei farbcodierte Systeme in 1,5 mm D MIKRO (blau) und 2,0 mm D MINI (rot) ermöglichen eine einfache und schnelle Identifikation der Teile und vereinfachen deren Anpassung.

Dieses modulare Aufbewahrungssystem erlaubt eine individuelle Konfiguration, und das offene Design soll den optimalen Zugang bei der Reinigung und Sterilisation gewährleisten.

Fixierungsschrauben und Gitternetz bestehen aus Reintitan oder Titanlegierung. Sie sind biokompatibel, korrosionsbeständig und in der biologischen Umgebung nicht toxisch. Sie ermöglichen praktisch artefaktfreie Bildgebungsverfahren.



## Einfach & sicher

Das **Osteosynthese System** besitzt eine leistungsfähige Haltefunktion für sicheren und stabilen Transfer zur Operationsstelle. Die Schrauben werden einfach aufgenommen und haben eine zuverlässige Verbindung zum Schraubendreher.

## Optimal angeordnet

Die Schraubenkartuschen des **Osteosynthese Systems** sind mehr als einfache Aufbewahrungsbehälter. Die Kartuschen vereinfachen die Organisation und Sterilisation von Schrauben. Ein aufgedrucktes Vier-Zahlen-Identifikationssystem sorgt für Rückverfolgbarkeit.

 **ZimVie**

# Osteosynthese Set – Starter-Set Bestellinformationen




| Inhalt                  | Kit       | Schraubendrehergriff | Schraubendrehereinsatz, kurz | Schraubendrehereinsatz, lang | Pilotbohrer, Mikro, 14 mm L | Pilot-Blockbohrer, Mikro |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Komplettes Starter-Set* | 69.01.10Z |                      |                              |                              |                             |                          |
| Komponenten             | 69.01.11Z | 75.23.52Z            | 75.23.23Z                    | 75.23.19Z                    | 69.01.09Z                   | 69.01.16Z                |

\* Schrauben sind nicht im Starter-Set enthalten



| 1,5 mm D MIKRO-System             | System/Farbanzeige               | Farbe Markierung | Abmessungen        | Set & Einzelteil | Nur Einzelteil |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Kit                               | 1,5 Mikro & 2,0 Mini, blau & rot | n. z.            | n. z.              | 69.01.11Z        |                |
| Schraubendrehergriff              | 1,5 Mikro & 2,0 Mini, blau & rot | n. z.            | n. z.              | 75.23.52Z        |                |
| Schraubendrehereinsatz, kurz      | 1,5 Mikro, blau                  | blau             | 17 mm L            | 75.23.23Z        |                |
| Schraubendrehereinsatz, lang      | 1,5 Mikro, blau                  | blau             | 55 mm L            | 75.23.19Z        |                |
| Pilotbohrer, Mikro, kurz, 9 mm L  | 1,5 Mikro, blau                  | blau             | 1,2 mm D/9 mm L    |                  | 69.01.14Z      |
| Pilotbohrer, Mikro, lang, 14 mm L | 1,5 Mikro, blau                  | blau             | 1,2 mm D/14 mm L   | 69.01.09Z        |                |
| Pilot-Blockbohrer, Mikro          | 1,5 Mikro                        | grün             | 1,6 mm D x 15 mm L | 69.01.16Z        |                |




| Fixierungsschrauben 1,5 mm D MIKRO-System | Kartusche (10 Schrauben) | System    | Schraubenfarbe | Abmessungen Länge mm | Mikro 1,5 mm D, selbstbohrend | Mikro 1,5 mm D, selbstschneidend |
|---|--------------------------|-----------|----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Schraube, selbstbohrend                   | 1                        | 1,5 Mikro | grün           | 3,5                  | 68.85.83Z                     | ---                              |
| Schraube, selbstbohrend                   | 1                        | 1,5 Mikro | grün           | 4                    | 68.85.84Z                     | ---                              |
| Schraube, selbstbohrend                   | 1                        | 1,5 Mikro | grün           | 5                    | 68.85.85Z                     | ---                              |
| Schraube, selbstbohrend                   | 1                        | 1,5 Mikro | grün           | 7                    | 68.85.87Z                     | ---                              |
| Schraube, selbstschneidend                | 1                        | 1,5 Mikro | silber         | 9                    | ---                           | 68.85.49Z                        |
| Schraube, selbstschneidend                | 1                        | 1,5 Mikro | silber         | 11                   | ---                           | 68.85.51Z                        |
| Schraube, selbstschneidend                | 1                        | 1,5 Mikro | silber         | 13                   | ---                           | 68.85.53Z                        |
| Schraube, selbstschneidend                | 1                        | 1,5 Mikro | silber         | 15                   | ---                           | 68.85.55Z                        |
| Schraube, selbstschneidend                | 1                        | 1,5 Mikro | silber         | 17                   | ---                           | 68.85.57Z                        |



| 2,0 mm MINI-System           | System/Farbanzeige               | Farbe Markierung | Abmessungen        | Set & Einzelteil | Nur Einzelteil |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Kit                          | 1,5 Mikro & 2,0 Mini, blau & rot | n. z.            | n. z.              | 69.01.11Z        |                |
| Schraubendrehergriff         | 1,5 Mikro & 2,0 Mini, blau & rot | n. z.            | n. z.              | 75.23.52Z        |                |
| Schraubendrehereinsatz, kurz | 2,0 Mini, rot                    | rot              | 17 mm L            |                  | 75.23.21Z      |
| Schraubendrehereinsatz, lang | 2,0 Mini, rot                    | rot              | 55 mm L            |                  | 75.23.22Z      |
| Pilotbohrer, Mini, kurz      | 2,0 Mini, rot                    | rot              | 1,6 mm D/9 mm L    |                  | 69.01.15Z      |
| Pilot-Blockbohrer, Mini      | 2,0 Mini                         | gelb             | 2,1 mm D x 15 mm L |                  | 69.01.17Z      |



| Fixierungsschrauben 2,0 mm MINI-System | Kartusche (10 Schrauben) | System/Farbanzeige | Schraubenfarbe | Abmessungen Länge mm | Mikro 2,0 mm D, selbstbohrend |
|--|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Schraube, selbstschneidend             | 1                        | 2,0 Mini, rot      | silber         | 4                    | 68.94.00Z                     |
| Schraube, selbstschneidend             | 1                        | 2,0 Mini, rot      | silber         | 5,5                  | 68.94.01Z                     |
| Schraube, selbstschneidend             | 1                        | 2,0 Mini, rot      | silber         | 7                    | 68.94.02Z                     |
| Schraube, selbstschneidend             | 1                        | 2,0 Mini, rot      | silber         | 9                    | 68.94.03Z                     |
| Schraube, selbstschneidend             | 1                        | 2,0 Mini, rot      | silber         | 11                   | 68.94.04Z                     |
| Schraube, selbstschneidend             | 1                        | 2,0 Mini, rot      | silber         | 13                   | 68.94.05Z                     |
| Schraube, selbstschneidend             | 1                        | 2,0 Mini, rot      | silber         | 15                   | 68.94.06Z                     |
| Schraube, selbstschneidend             | 1                        | 2,0 Mini, rot      | silber         | 17                   | 68.94.07Z                     |



| Zusätzliche Komponenten | Farbanzeige                | Farbe Markierung | Abmessungen             | Nur Einzelteil |
|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Titan-Gitternetz        | blau & rot                 | n. z.            | 42 x 32 mm; 0,1 mm dick | 68.86.95Z      |
| Titan-Gitternetz        | blau & rot                 | n. z.            | 42 x 32 mm; 0,2 mm dick | 68.86.96Z      |
| Schraube, Rettung       | 1 Kartusche (10 Schrauben) | rot              | 7 mm                    | 68.94.10Z      |
| Schraube, Rettung       | 1 Kartusche (10 Schrauben) | rot              | 11 mm                   | 68.94.11Z      |

Kontaktieren Sie uns unter [ZV.Bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.Bestellung@ZimVie.com) oder besuchen Sie uns unter [www.ZimVie.com/dental](http://www.ZimVie.com/dental)

**ZimVie**  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
1-800-342-5454  
[dentalCS@ZimVie.com](mailto:dentalCS@ZimVie.com)

**ZimVie Germany GmbH**  
Wilhelm-Wagenfeld-  
Straße 28  
D-80807 München  
Tel: +49-(0)800-101-64-20  
Fax: +49-(0)800-313-11-11  
[ZV.bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.bestellung@ZimVie.com)

**ZimVie Austria GmbH**  
Wienerbergstraße 11/12a  
A-1100 Wien  
Tel: +43-(0)8000-700-17  
Fax: +43-(0)8000-700-18  
[ZV.bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.bestellung@ZimVie.com)

**Biomet 3i Schweiz GmbH**  
Grüzelldstrasse 41  
CH-8404 Winterthur - Schweiz  
Tel: +41-(0)800-24-66-38  
Fax: +41-(0)800-24-66-39  
[ZV.bestellung@ZimVie.com](mailto:ZV.bestellung@ZimVie.com)

**ZimVie**  
Restoring Daily Life.®

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von ZimVie; alle Produkte werden von einer oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) hergestellt und von ZimVie Dental und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben und vermarktet. Das Osteosynthese System ets werden von Medicon e.G. Weitere Produktinformationen finden Sie in der jeweiligen Produktkennzeichnung oder in der Gebrauchsanweisung. Die Freigabe und Verfügbarkeit von Produkten kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie Dental kopiert oder nachgedruckt werden. ZV1428DE REV A 09/23 ©2023 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

