

Calidad y confianza –
Todo en uno

Sistema de tornillos de fijación



El **Sistema de tornillos de fijación** brinda una solución compacta para la fijación y estabilización temporal de los injertos óseos, sustitutos óseos reabsorbibles y no reabsorbibles y membranas para la cresta alveolar. Los dos sistemas codificados por colores de, Ø1,5 mm MICRO (azul) y Ø2,0 mm MINI (rojo), posibilitan la identificación rápida y sencilla de las piezas simplificando su ajuste.

Este sistema de almacenamiento modular permite una configuración individual, y su diseño abierto garantiza un acceso óptimo durante la limpieza y la esterilización.

Los tornillos y la malla de fijación están fabricados en titanio puro o aleación de titanio. Son biocompatibles, anticorrosivos y atóxicos en el medio biológico. Permite obtener imágenes radiológicas virtualmente libres de artefactos.



Seguro y sencillo

El **Sistema de fijación con tornillos** incorpora una zona de agarre fuerte para un traslado seguro y estable a la zona quirúrgica. Los tornillos se extraen con facilidad y su cabezal encaja con fiabilidad en el destornillador.

Organizado

Los cartuchos para tornillos del **Sistema de fijación con tornillos** son algo más que simples recipientes de almacenamiento. Los cartuchos facilitan la organización y esterilización de los tornillos. Un sistema de cuatro datos impresos proporciona trazabilidad.

 **ZimVie**

Sistema de fijación con tornillos: Datos de pedido del Kit inicial




Contenido	Bandeja	Mango del destornillador	Punta del destornillador (corta)	Punta del destornillador (larga)	Fresa piloto Micro, 14 mm (L)	Fresa piloto para bloque Micro, 15 mm de longitud
Kit inicial completo*	69.01.10Z					
Componentes	69.01.11Z	75.23.52Z	75.23.23Z	75.23.19Z	69.01.09Z	69.01.16Z

*El kit inicial no incluye los tornillos



Sistema de Ø1,5 mm MICRO	Sistema/indicación de color	Color de las marcas	Medidas	Kit y soporte solo	Únicamente soporte solo	
Bandeja	1,5 Micro y 2,0 Mini; azul y rojo	N/D	N/D	69.01.11Z		
Mango del destornillador	1,5 Micro y 2,0 Mini; azul y rojo	N/D	N/D	75.23.52Z		
Punta del destornillador (corta)	1,5 Micro; azul	azul	17 mm (L)	75.23.23Z		
Punta del destornillador (larga)	1,5 Micro; azul	azul	55 mm (L)	75.23.19Z		
Fresa piloto Micro, corta, 9 mm de longitud	1,5 Micro; azul	azul	1,2 mm (D)/9 mm (L)			69.01.14Z
Fresa piloto Micro, larga, 14 mm de longitud	1,5 Micro; azul	azul	1,2 mm (D)/14 mm (L)	69.01.09Z		
Fresa piloto para bloque Micro	1,5 Micro	verde	1,6 mm (D) x 15 mm (L)	69.01.16Z		




Tornillos de fijación Sistema de Ø1,5 mm MICRO	Cartucho (10 tornillos)	Sistema	Color de tornillo	Medidas Longitud mm	Autoperforante de Ø1,5 mm (D)	Autorroscante de Ø1,5 mm (D)
Tornillo, autoperforante	1	1,5 Micro	verde	3,5	68.85.83Z	---
Tornillo, autoperforante	1	1,5 Micro	verde	4	68.85.84Z	---
Tornillo, autoperforante	1	1,5 Micro	verde	5	68.85.85Z	---
Tornillo, autoperforante	1	1,5 Micro	verde	7	68.85.87Z	---
Tornillo, autorroscante	1	1,5 Micro	plateado	9	---	68.85.49Z
Tornillo, autorroscante	1	1,5 Micro	plateado	11	---	68.85.51Z
Tornillo, autorroscante	1	1,5 Micro	plateado	13	---	68.85.53Z
Tornillo, autorroscante	1	1,5 Micro	plateado	15	---	68.85.55Z
Tornillo, autorroscante	1	1,5 Micro	plateado	17	---	68.85.57Z



Sistema MINI 2,0 mm	Sistema/indicación de color	Color de las marcas	Medidas	Kit y soporte solo	Únicamente soporte solo	
Bandeja	1,5 Micro y 2,0 Mini; azul y rojo	N/D	N/D	69.01.11Z		
Mango del destornillador	1,5 Micro y 2,0 Mini; azul y rojo	N/D	N/D	75.23.52Z		
Punta del destornillador (corta)	2,0 Mini; rojo	rojo	17 mm (L)			75.23.21Z
Punta del destornillador (larga)	2,0 Mini; rojo	rojo	5 mm (L)			75.23.22Z
Fresa piloto Mini, corta	2,0 Mini; rojo	rojo	1,6 mm (D)/9 mm (L)			69.01.15Z
Fresa piloto para bloque Mini	2,0 Mini	amarillo	2,1 mm (D) x 15 mm (L)			69.01.17Z



Tornillos de fijación Sistema MINI 2,0 mm	Cartucho (10 tornillos)	Sistema/indicación de color	Color de tornillo	Medidas Longitud mm	Autoperforante Micro de Ø2,0 mm
Tornillo, autorroscante	1	2,0 Mini; rojo	plateado	4	68.94.00Z
Tornillo, autorroscante	1	2,0 Mini; rojo	plateado	5,5	68.94.01Z
Tornillo, autorroscante	1	2,0 Mini; rojo	plateado	7	68.94.02Z
Tornillo, autorroscante	1	2,0 Mini; rojo	plateado	9	68.94.03Z
Tornillo, autorroscante	1	2,0 Mini; rojo	plateado	11	68.94.04Z
Tornillo, autorroscante	1	2,0 Mini; rojo	plateado	13	68.94.05Z
Tornillo, autorroscante	1	2,0 Mini; rojo	plateado	15	68.94.06Z
Tornillo, autorroscante	1	2,0 Mini; rojo	plateado	17	68.94.07Z



Componentes adicionales	Indicación de color	Color de las marcas	Medidas	Únicamente soporte solo	
Malla de titanio	Azul y rojo	N/D	42x32 mm; 0,1 mm de grosor	68.86.95Z	
Malla de titanio	Azul y rojo	N/D	42x32 mm; 0,2 mm de grosor	68.86.96Z	
Tornillo, Rescate	1 cartucho (10 tornillos)	Rojo	rosa	7 mm	68.94.10Z
Tornillo, Rescate	1 cartucho (10 tornillos)	Rojo	rosa	11 mm	68.94.11Z

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 o visite ZimVie.com/dental

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
dentalCS@ZimVie.com

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Alameda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

ZimVie
Restoring Daily Life.®

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de ZimVie, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) y distribuidos y comercializados por ZimVie Dental y sus socios comercializadores autorizados. Es sistema de tornillos de fijación es fabricado por Medicon e.G. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie Dental. ZV1428ES REV A 09/23 ©2023 ZimVie. Todos los derechos reservados.

