


BioMend® und BioMend Extend™



1. Resorbierbar¹

Kein chirurgischer Zweiteingriff zur Membranentfernung notwendig, Wundtrauma sowie Operationszeit werden reduziert

2. Zellokklusiv

Dient als Barriere, um Migration von Epithelzellen zu verhindern und ermöglicht gleichzeitig den Durchtritt essenzieller Nährstoffe¹

3. Raumschaffend

Ein Gerüst mit ausreichender Stabilität für die Geweberegeneration bei GTR- und GBR-Verfahren



BioMend Membran wird zum Einbringen in die Kieferhöhle vorbereitet

BioMend und BioMend Extend

Die resorbierbare membran, stabil genug um platz zu schaffen und zu erhalten

Praktische handhabung

- Reißfest, vernähbar, formbar
- Einfache Handhabung, selbst in hydratisiertem Zustand
- Stabil genug, um Platz zu schaffen und zu erhalten

Vielseitige barrierefunktion

- Indiziert für die Verwendung bei Verfahren zur gesteuerten Gewebe- und Knochenregeneration
- BioMend Membran wird in etwa 8 Wochen resorbiert¹
- BioMend Extend wird in etwa 18 Wochen resorbiert¹



1. Bukkaler Knochendefekt Regio 16..



2. Vorbereitung der Membran.



3. Angepasste Membran.



4. In Alveole eingebrachte Membran.



5. Naht zum Wundverschluss.



6. Endgültiges ästhetisches Resultat.

Klinische Fotos ©2013 Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, NC, USA. Alle Rechte vorbehalten. Individuelle Resultate können abweichen.

¹ Daten in Akten bei Collagen Matrix, Inc.

Bestellinformationen



Artikel. Beschreibung

0103Z	BioMend Membran, 15 x 20 mm
0105Z	BioMend Membran, 20 x 30 mm
0107Z	BioMend Membran, 30 x 40 mm

Artikel. Beschreibung

0140Z	BioMend Extend Membran, 15 x 20 mm
0141Z	BioMend Extend Membran, 20 x 30 mm
0142Z	BioMend Extend Membran, 30 x 40 mm

Kontaktieren Sie uns unter ZV.Bestellung@ZimVie.com oder besuchen Sie uns unter www.ZimVie.com

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

ZimVie Germany GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH
Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH
Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.bestellung@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von ZimVie; alle Produkte werden von einer oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) hergestellt und von ZimVie Dental und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben und vermarktet. In bestimmten Ländern werden BioMend und BioMend Extend Membranen von Collagen Matrix, Inc. hergestellt. Weitere Produktinformationen finden Sie in der jeweiligen Produktkennzeichnung oder in der Gebrauchsanweisung. Die Freigabe und Verfügbarkeit von Produkten kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie kopiert oder nachgedruckt werden. ZV1662DE REV A 01/24 ©2024 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

