


Membranas de colágeno reabsorbibles

BioMend® y BioMend Extend™



1. Reabsorbible¹

Elimina la necesidad de una segunda cirugía para retirar la membrana, lo que reduce el trauma sobre la herida y el tiempo de tratamiento quirúrgico.

2. Oclusiva para las células

Funciona como una barrera que impide la migración de células epiteliales y permite el paso de nutrientes esenciales.¹

3. Mantenimiento del espacio

Soporte suficientemente rígido para la regeneración del tejido en procedimientos de regeneración tisular y ósea guiados.



Preparación de una membrana BioMend para su colocación en la cavidad del seno maxilar.

 **ZimVie**

BioMend y BioMend Extend

La membrana reabsorbible suficientemente rígida para crear y mantener el espacio

Excelente manejo

- Resistente al desgarro, suturable y flexible.
- Fácil de manipular incluso estando hidratada.
- Suficientemente rígida para crear y mantener el espacio.¹

Función de barrera versátil

- Indicada para su uso en procedimientos de regeneración tisular y ósea guiados.
- La membrana de colágeno BioMend se reabsorbe aproximadamente en 8 semanas.¹
- La membrana de colágeno BioMend Extend se reabsorbe aproximadamente en 18 semanas.¹



1. Defecto en la cortical vestibular del diente n.º 3.



2. Preparación de la membrana para su colocación.



3. Membrana recortada para su colocación.



4. Membrana colocada en el alvéolo.



5. Suturas colocadas para cerrar el sitio quirúrgico.



6. Resultado estético final.

Fotografías clínicas ©2013 Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, Carolina del Norte, EE. UU.
Todos los derechos reservados. Los resultados individuales pueden variar.

¹ Datos de archivo de Collagen Matrix, Inc.

Información para realizar pedidos



Referencia Descripción

0103Z	Membrana BioMend, 15 x 20 mm
0105Z	Membrana BioMend, 20 x 30 mm
0107Z	Membrana BioMend, 30 x 40 mm

Referencia Descripción

0140Z	Membrana BioMend Extend, 15 x 20 mm
0141Z	Membrana BioMend Extend, 20 x 30 mm
0142Z	Membrana BioMend Extend, 30 x 40 mm

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España) y 800-827-836 (desde Portugal) o visite ZimVie.com

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

ZimVie
Restoring Daily Life.®

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de ZimVie, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) y distribuidos y comercializados por ZimVie Dental y sus socios comercializadores autorizados. En determinados países, las membranas BioMend y BioMend Extend son fabricadas por Collagen Matrix, Inc. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZV1662ES REV A 01/24 ©2024 ZimVie. Todos los derechos reservados.

