




Membranes de collagène
résorbables

BioMend[®] et BioMend Extend[™]



1. Résorbable¹

élimine la deuxième phase chirurgicale de dépose de la membrane, réduisant ainsi le traumatisme opératoire et le temps au fauteuil.

2. Occlusion cellulaire

fait office de barrière contre la migration des cellules épithéliales tout en étant perméable aux substances nutritives essentielles.¹

3. Préservation de l'espace

une structure ostéo-conductrice assez rigide pour la régénération tissulaire dans les procédures de régénération tissulaire et osseuse guidées (RTG et ROG).



Membrane BioMend préparée pour une mise en place dans la cavité sinusienne

 **ZimVie**

BioMend et BioMend Extend

Une membrane résorbable à la rigidité suffisante pour créer et préserver l'espace

Grande facilité de manipulation

- résistante à la déchirure, suturable, pliable
- facilité de manipulation même après hydratation
- rigidité suffisante pour créer et préserver l'espace

Barrière polyvalente

- indiquée pour les procédures de régénération tissulaire et osseuse guidées
- la membrane BioMend est conçue pour se résorber en 8 semaines environ¹
- la membrane BioMend Extend est conçue pour se résorber en 18 semaines environ¹



1. Défaut de la paroi vestibulaire en secteur molaire.



2. Préparation de la membrane pour la mise en place.



3. Mise en place de la membrane découpée.



4. Membrane placée dans l'alvéole.



5. Mise en place de sutures pour fermer la plaie.



6. Résultat final esthétique.

Photos cliniques ©2013 Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, NC, USA. Tous droits réservés. Les résultats individuels sont susceptibles de varier.
¹ Données disponibles auprès de Collagen Matrix, Inc.

Informations de commande



Réf	Description	Réf	Description
0103Z	Membrane BioMend, 15 x 20 mm	0140Z	Membrane BioMend Extend, 15 x 20 mm
0105Z	Membrane BioMend, 20 x 30 mm	0141Z	Membrane BioMend Extend, 20 x 30 mm
0107Z	Membrane BioMend, 30 x 40 mm	0142Z	Membrane BioMend Extend, 30 x 40 mm

Contactez-nous au 01-41-05-43-43 ou rendez-vous sur ZimVie.com

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS
Bâtiment Québec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel. : 0141-05-43-43
Fax : 0141-05-43-40
ZV.commandes@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de ZimVie et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) commercialisés et distribués par ZimVie Dental et par ses partenaires de commercialisation. Dans certains pays, les membranes BioMend et BioMend Extend sont fabriquées par Collagen Matrix, Inc. Pour plus d'informations sur les produits, se reporter aux étiquettes ou au mode d'emploi. L'agrément et la disponibilité de certains produits peut se limiter à certains pays/régions. Ce document est réservé exclusivement aux cliniciens et ne propose ni avis ni recommandation médicale. Il est interdit de le transmettre à d'autres destinataires. Il est interdit de copier ou de réimprimer ce document sans l'autorisation expresse par écrit de ZimVie. ZV1662FR REV A 01/24 ©2024 ZimVie. Tous droits réservés.

