




Membrane di collagene
riassorbibili

BioMend® & BioMend Extend™



1. Riassorbibile¹

Elimina la necessità di una seconda fase chirurgica per la rimozione della membrana. Progettata per ridurre il trauma della ferita e i tempi chirurgici alla poltrona

2. Barriera alla crescita epiteliale

unge da barriera per prevenire la migrazione delle cellule epiteliali e per consentire il passaggio dei nutrienti essenziali.¹

3. Mantenimento dello spazio

Un'impalcatura rigida per la rigenerazione tissutale nelle procedure di rigenerazione guidata dei tessuti (GTR) e di rigenerazione ossea guidata (GBR)



La Membrana BioMend viene preparata per l'inserimento nella cavità del seno mascellare.

 **ZimVie**

BioMend & BioMend Extend

La membrana riassorbibile sufficientemente rigida da creare e mantenere lo spazio

Ottima maneggevolezza

- Resistente alle lacerazioni, suturabile, duttile
- Facile da maneggiare anche quando è idratata
- Sufficientemente rigida da creare e mantenere lo spazio

Funzione barriera versatile

- Indicata per l'uso nelle procedure di rigenerazione tissutale e rigenerazione ossea guidate
- La membrana BioMend è progettata per riassorbirsi in circa 8 settimane¹
- La membrana BioMend Extend è progettata per riassorbirsi in circa 18 settimane¹



1. Difetto esposto della parete vestibolare in corrispondenza del primo molare.



2. La membrana viene preparata per l'inserimento.



3. La membrana viene tagliata per l'inserimento.



4. Membrana inserita nell'alveolo.



5. Suture inserite per la chiusura del sito chirurgico.



6. Risultato estetico finale.

Immagini cliniche del Dr. Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, NC, USA, ©2013. Tutti i diritti riservati. I risultati individuali possono variare.
¹ Dati archiviati presso Collagen Matrix, Inc.

Informazioni per gli ordini



Codice articolo	Descrizione
0103Z	Membrana BioMend, 15 x 20 mm
0105Z	Membrana BioMend, 20 x 30 mm
0107Z	Membrana BioMend, 30 x 40 mm

Codice articolo	Descrizione
0140Z	Membrana BioMend Extend, 15 x 20 mm
0141Z	Membrana BioMend Extend, 20 x 30 mm
0142Z	Membrana BioMend Extend, 30 x 40 mm

Per informazioni: 0438-37681 o ZimVie.com

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
ZimmerDental.Italy@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di ZimVie. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) e distribuite e commercializzate da ZimVie Dental e i suoi Marketing Partner autorizzati. In determinati paesi, le membrane BioMend e BioMend Extend sono fabbricate da Collagen Matrix, Inc. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. Si prega di tenere presente che non tutti i prodotti e i materiali rigenerativi sono registrati o disponibili in tutti i paesi. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Il materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZV1662IT REV A 01/24 ©2024 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

