

Transfert sans contact.
Maîtrise supérieure.

Connecteurs pour contre-angle universels de pose d'implants

Avec la technologie GemLock®
pour la connexion Certain®



1 Mise en place sûre

Les outils d'implantation sans contact garantissent une mise en place sûre et fiable.

2 Performances constantes

L'utilisation de rubis synthétiques renforce la longévité des connecteurs et garantit les performances constantes des outils d'implantation au fil des utilisations.

3 Maîtrise supérieure

La technologie GemLock assure l'engagement interne des composants pour une manipulation ultra précise.

 **ZimVie**

Connecteurs pour contre-angle universels de pose d'implants

Avec la technologie GemLock pour la connexion Certain

Mise en place sûre

- Connecteurs de pose à engagement interne venant se fixer aux pièces à main chirurgicales pour saisir et transférer les implants, piliers de cicatrisation et vis d'obturation avec la technologie de connexion Certain
- Le transfert sécurisé entre l'emballage et le patient renforce l'efficacité, réduit le temps au fauteuil et minimise le risque de contamination de l'implant.

Performances constantes

- Les rubis synthétiques sur ressorts garantissent une fixation durable au fil des utilisations.
- Les rubis synthétiques se caractérisent par une résistance extrême à l'abrasion et une force de décollement minimale, résultant en une longévité et des performances accrues des connecteurs.

Maîtrise supérieure

- Qualité d'implantation supérieure avec réponse tactile dynamique et transfert sans contact durant la pose de l'implant, pour une intervention plus simple et mieux maîtrisée
- L'engagement interne des composants garantit une précision optimale ; une solution idéale pour les espaces interdentaires resserrés.



Technologie GemLock

Renseignements concernant la commande

Référence	Description
IIPDTUL	Connecteur pour contre-angle universel pour pose d'implants (long)
IIPDTUS	Connecteur pour contre-angle universel pour pose d'implants (court)

Contactez-nous au 01-41-05-43-43 ou rendez-vous sur ZimVie.com

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Zimmer Dental SAS
Bâtiment Québec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel. : 0141-05-43-43
Fax : 0141-05-43-40
ZV.commandes@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de ZimVie et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) commercialisés et distribués par ZimVie Dental et par ses partenaires de commercialisation. Pour plus d'informations sur les produits, se reporter aux étiquettes ou au mode d'emploi. L'agrément et la disponibilité de certains produits peut se limiter à certains pays/régions. Ce document est réservé exclusivement aux cliniciens et ne propose ni avis ni recommandation médicale. Il est interdit de le transmettre à d'autres destinataires. Il est interdit de copier ou de réimprimer ce document sans l'autorisation expresse par écrit de ZimVie. ZV1912FR RÉV. A 12/23 ©2023 ZimVie. Tous droits réservés.

