



Protéger. Soigner.  
Réparer.



# Pansements résorbables

Pansements Collagéniques Plug, Tape et Patch.



1

## Protège le lit de la plaie

Couvre et adhère aux blessures et plaies buccales

2

## Facilite la cicatrisation

La matrice poreuse et résorbable protège les nouveaux tissus fragiles

3

## Porosité et absorption très élevées

Le pansement Collagénique Plug ZimVie retient jusqu'à 30x son poids en liquide

Résorption en moins de 30 jours

Plus de 90 % de pores ouverts

4

## Adapté aux situations courantes

Trois formats adaptés pour les plaies et procédures orales communes

 **ZimVie**

# Matrices de collagène résorbables

Trois formats adaptés

## Pansement Collagénique Plug



10 mm x 20 mm  
Cat. No. 0102Z

## Pansement Collagénique Tape



2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm d'épaisseur  
Cat. No. 0100Z


## Pansement Collagénique Patch



2 cm x 4 cm, 3 mm d'épaisseur  
Cat. No. 0101Z

## PROTECTION POLYVALENTE DES PLAIES

- Conçus pour se résorber rapidement
  - Indiqués dans le traitement des blessures et plaies buccales
- |                              |  |                                   |
|------------------------------|--|-----------------------------------|
| - Plaies dues à une prothèse | - Ulcères buccaux (non infectés et non viraux) | - Plaies de chirurgie parodontale |
| - Sites suturés              | - Brûlures                                     | - Sites d'extraction              |
| - Plaies chirurgicales       | - Plaies traumatiques                          |                                   |



Contactez-nous au 01-41-05-43-43 ou rendez-vous sur [ZimVie.com](http://ZimVie.com)

**ZimVie**  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
1-800-342-5454  
Phone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272  
[dentalCS@ZimVie.com](mailto:dentalCS@ZimVie.com)

**Zimmer Dental SAS**  
Bâtiment Québec  
19 Rue d'Arcueil  
94528 Rungis Cedex  
Tel. : 0141-05-43-43  
Fax : 0141-05-43-40  
[ZV.commandes@ZimVie.com](mailto:ZV.commandes@ZimVie.com)

 **ZimVie**  
Restoring Daily Life.®

