

Proteggere. Guarire.
Riparare.

Medicazioni di collagene

Collagen Plug, Tape e Patch



1 Protegge il letto della ferita

Aderisce e offre copertura alle ferite
e alle ulcere all'interno del cavo orale

2 Favorisce la guarigione della ferita

La matrice porosa e riassorbibile
sostiene il delicato tessuto nuovo

3 Altamente porosa, altamente assorbente

La medicazione ZimVie Collagen Plug
trattiene liquidi fino a 30 volte
il proprio peso

Si riassorbe in meno di 30 giorni

Oltre il 90% di pori aperti

4 Versatile per un impiego quotidiano

Tre comodi formati per le ferite e le
procedure orali più comuni

 **ZimVie**

Matrici in collagene riassorbibili

In tre comodi formati

Collagen Plug



10 mm x 20 mm
Cat. N. 0102Z

Collagen Tape



2,5 cm x 7,5 cm; 1 mm di spessore
Cat. N. 0100Z


Collagen Patch



2 cm x 4 cm; 3 mm di spessore
Cat. N. 0101Z

Una protezione versatile per le ferite

- Progettate per riassorbirsi in poco tempo
 - Indicate per la gestione delle ferite e delle ulcere del cavo orale
- | | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| - Ulcere da dentiera | - Ulcere orali (non infette o di origine virale) | - Ferite chirurgiche periodontali |
| - Siti di sutura | - Ustioni | - Siti di estrazione |
| - Ferite chirurgiche | - Ferite traumatiche | |



1 Estrazioni dentali atraumatiche.

2 Medicazione Collagen Plug utilizzata per proteggere il sito dell'innesto.

3 Sito della sutura.

4 Tessuto molle con profilo a ponte ovale in fase di guarigione.

Per informazioni: 0438-37681 o ZimVie.com

ZimVie

4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Zimmer Dental Italy srl

Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
ZimmerDental.Italy@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di ZimVie. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) e distribuite e commercializzate da ZimVie Dental e i suoi Marketing Partner autorizzati. Le medicazioni di collagene ZimVie sono prodotte da Collagen Matrix, Inc. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. Si prega di tenere presente che non tutti i prodotti e i materiali rigenerativi sono registrati o disponibili in tutti i paesi. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Il materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZV1919IT REV A 11/23 ©2023 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

