

Protege. Trata.
Repara.

Pensos absorvíveis

Collagen Plug, Tape e Patch



1 Protege o leito da ferida

Aderem e protegem lesões e feridas orais

2 Auxilia na cicatrização das feridas

A matriz porosa e absorvível dá suporte aos novos tecidos frágeis

3 Altamente poroso, Altamente absorvente

O tampão de colagénio ZimVie suporta até 30x o próprio peso em fluido

É reabsorvido em menos de 30 dias

Mais de 90% de poros abertos

4 Versatilidade para uma utilização diária

Estão disponíveis em três formatos convenientes para feridas orais comuns e procedimentos dentários

 **ZimVie**

Matrizes de colagénio absorvíveis

Em três formatos convenientes

Collagen Plug



10 mm x 20 mm
Cat. N.º 0102Z

Collagen Tape



2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm de espessura
Cat. N.º 0100Z


Collagen Patch



2 cm x 4 cm, 3 mm de espessura
Cat. N.º 0101Z

Proteção versátil para feridas

- Concebida para absorver num curto espaço de tempo
 - Indicada para a gestão e tratamento de lesões e feridas orais
- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| - Feridas causadas por próteses | - Úlceras orais (não infetadas ou virais) | - Feridas cirúrgicas periodontais |
| - Locais suturados | - Queimaduras | - Locais de extração |
| - Feridas cirúrgicas | - Feridas traumáticas | |



1 Extração dentária atraumática.

2 Tampão de colagénio modificado colocado para proteger o local do enxerto.

3 Local suturado.

4 Tecidos moles com pônticos ovais durante a cicatrização.

Contacte-nos através do número 800-827-836 ou visite o site ZimVie.com

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da ZimVie e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) e comercializados e distribuídos pela ZimVie Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. O tampão, fita e penso de colagénio ZimVie são fabricados pela Collagen Matrix, Inc. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a quaisquer outros destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZV1919PT REV A 11/23 ©2023 ZimVie. Todos os direitos reservados.

