

Konstruktion
aus Edelstahl

Wash Tray für die zahnärztliche Chirurgie



Praktische Aufteilung

Das Wash Tray verfügt über zwei herausnehmbare Fächer für wiederverwendbare Instrumente. Eines der beiden Fächer verfügt über Gummieinsätze, in denen Bohrer und Instrumente mit Verriegelungsendstück befestigt werden können. Das andere Fach ist für andere Instrumente geeignet.

Kompatibilität

Dank der durchlässigen Edelstahlkonstruktion werden Reinigungsmittel und Wasser während des Reinigungs- und Spülverfahrens in automatischen Reinigungsgeräten und Thermodesinfektionsgeräten durch das Wash Tray gespült.

Universelle Anwendung

Es können Instrumente für eine Vielzahl von Implantatsystemen von ZimVie Dental im Wash Tray platziert werden.

 **ZimVie**

Wash Tray für die zahnärztliche Chirurgie

Das Wash Tray für die zahnärztliche Chirurgie besteht aus einer Edelstahlkonstruktion, in der kleine, wiederverwendbare Instrumente bei automatisierten Reinigungsverfahren und Desinfektionsverfahren in einem Thermodesinfektionsgerät platziert werden können.


Praktische Aufteilung

- Das Wash Tray besteht aus zwei herausnehmbaren Fächern.
- Im Instrumentenfach mit den Gummieinsätzen können bis zu 50 Instrumente mit Verriegelungsschaft gemäß ISO-Standard platziert werden.
- Das Instrumentenfach mit einer Abdeckung ist für Instrumente ohne Verriegelung geeignet.



Kompatibilität

- Die Edelstahlkonstruktion kann mit enzymatischen und alkalischen Lösungen in automatischen Reinigungsgeräten/Thermodesinfektionsgeräten verwendet werden.
- Reinigungsmittel und Wasser gelangen dank der durchlässigen Konstruktion während des Reinigungs- und Spülverfahrens in das Wash Tray.



Universelle Anwendung

- Im Wash Tray können implantologisch genutzte Instrumente für eine Vielzahl von Implantatsystemen von ZimVie Dental bei automatisierten Reinigungsverfahren platziert werden.



Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung
ZBDWT01	Wash Tray für die zahnärztliche Chirurgie

Kontaktieren Sie uns unter ZV.Bestellung@ZimVie.com
oder besuchen Sie uns unter www.ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

ZimVie Germany GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH
Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.bestellung@ZimVie.com

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur - Schweiz
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.bestellung@ZimVie.com

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von ZimVie; alle Produkte werden von einer oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) hergestellt und von ZimVie Dental und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben und vermarktet. Weitere Produktinformationen finden Sie in der jeweiligen Produktkennzeichnung oder in der Gebrauchsanweisung. Die Freigabe und Verfügbarkeit von Produkten kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie kopiert oder nachgedruckt werden. ZV2036DE REV A 12/23 ©2023 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

