

Rumo a resultados mais fiáveis

Prepare-se para uma abordagem mais eficiente, precisa e perspicaz dos exames dentários

O cérebro de um i700 com um toque de cor

Harmonioso: a excelente velocidade de imagem proporciona uma experiência de exame consistente

Vívido: transmite dados de digitalização de alta-definição através do novo sistema ótico utilizado no Medit i700

Preciso: os componentes da câmara de primeira qualidade obtêm imagens de exame nítidas e detalhadas

Versátil: o desempenho inteligente suporta restaurações complexas e digitalizações de arcada completa

O Medit i600 oferece simplificação

Ligar e digitalizar Liga diretamente a um PC com um único cabo

Medit Link

Plataforma de partilha de dados 3D segura e baseada na nuvem, que facilita a comunicação e a colaboração com outros parceiros de medicina dentária

Compatível com vários sistemas, incluindo o **RealGUIDE®***, para fluxos de trabalho otimizados.

*esperado em 2024

Aplicações Medit

Uma vasta gama de funcionalidades para promover os resultados de restauração:

- Digitalização e filtragem de cores
- Criação de linhas de margem
- Simulação ortodôntica
- Temporários e encaixe de coroa
- Correspondência por scanbody de I.A.

Ponta reversível a 180°

Botão de digitalização

Ligar e digitalizar



DIGITALIZE



PLANEIE







COLOQUE



RESTAURE



Liberte todo o potencial da sua clínica

Categoria		MEDIT i600	MEDIT i700	MEDIT i700 sem fios	MEDIT i900
Modelo					
Tecnologia de digitalização	Velocidade de captação	Rápido	Mais rápido	Mais rápido	O mais rápido
	Tecnologia de imagem	Tecnologia de vídeo 3D em movimento/captação em fluxo contínuo a cores 3D			
	Tecnologia anti-embaciamento	Fluxo de ar adaptável			
Precisão	Arcada completa	10,9 um + 0,98			
Redutor	Dimensões	248 x 44 x 47,4 mm		313 x 44 x 47,4 mm	223 x 37 x 35 mm
	Peso total	245 g		328 g	165 g
Ponta	Área de digitalização	15 x 13 mm			18 x 15 mm
	Autoclavável	150 vezes			
		Autoclave 121 °C 30 min (Tipo gravidade) Autoclave 134 °C 4 min (Tipo pré-vácuo) Autoclave 135 °C 10 min (Tipo gravidade)			
		Esterilizar durante 10 minutos a 135 °C (275 °F) no tipo de gravidade e secar durante 30 minutos. Esterilizar durante 4 minutos a 134 °C (273 °F) no tipo de pré-vácuo e secar durante 20 minutos.			
Ponta reversível	Sim	Sim	Sim	Não	
Modo especial	Modo de controlo remoto	Não	Sim		
	Desinfecção UV-LED	Não	Sim		
	Guia de tonalidade inteligente	Sim			
	Modo HD	Não	Sim		
Compatibilidade com MAC OS		Sim			
Conectividade	Tipo de conexão	USB 3.1 da 1.ª Ger. com fios		Sem fios USB 3.1 da 1.ª Ger.	USB 3.0 com fios
	Ligar e digitalizar	Sim			
	Cabo amovível	Sim			

Para obter mais informações, visite ZimVie.com



Formação
ZimVie



Grupo de
utilizadores
Medit



Academia
Medit



Centro de
apoio Medit

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Telephone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
C./Tirso de Molina, 40, Planta 2ª
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da ZimVie ou de uma afiliada, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão Dental da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) e comercializados e distribuídos pela ZimVie Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Os scanners e acessórios intraorais são fabricados pela Medit Corp. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos ou as instruções de utilização individuais dos produtos. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZV2312PT GLBL REV. A 06/24 ©2024 ZimVie. Todos os direitos reservados.

