

Ihr Weg zur Prognosesicherheit

Alles, was Sie brauchen, um Ihrer Praxis eine neue Dimension zu verleihen

Mit unvergleichlicher Technologie können Sie die Effizienz Ihrer Praxis und die Zufriedenheit der Patienten steigern:

- Schnelleres, gleichmäßigeres Scannen mit überlegenem optischem Output für ein besseres Scannen von Metall und unbezahnten Patienten
- Einfachere Handhabung und fortschrittliche Ergonomie für mehr Bewegungsfreiheit
- Höhere Scangenaugigkeit für eine zuverlässige Diagnose
- Das System umfasst einen optimierten Laptop, Support sowie eine 3-Jahres-Garantie

Medit i900 Scanner

Medit Link

Sichere, cloudbasierte 3D-Datenaustauschplattform zur Erleichterung der Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen zahnmedizinischen Partnern

Mit zahlreichen Systemen kompatibel, darunter **RealGUIDE***, für bessere Workflows.

*für 2024 vorgesehen

Medit-Apps

Eine breite Palette an Funktionen zur Unterstützung restaurativer Ergebnisse:

- Scan- und Farbfilterung
- Präparationsgrenzenerstellung
- Kieferorthopädische Simulation
- Provisorien und Kronenanpassung
- Scanbody-Abgleich mit KI



Erweitertes Sichtfeld
Mit höherer Effizienz und Geschwindigkeit scannen

360°-Touch-Band
Einfache Start-, Stopp- und Wischsteuerung aus jedem Winkel





Touch-Pad
Mühevolle Navigation durch Scandaten (Zoomen, Schwenken, Drehen)

Übergangsloses Design
Ergonomischer Komfort und einfachere Reinigung

Kräftige LED-Leuchtanzeige
Leicht verständliche Statusaktualisierungen



Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Klinik aus

Kategorie		MEDIT i600	MEDIT i700	MEDIT i700 kabellos	MEDIT i900
Modell					
Scan-Technologie	Erfassungsrate	Schnell	Schneller	Schneller	Am schnellsten
	Bildgebungstechnologie	3D-in-Motion-Video-Technologie/3D-Vollfarb-Streaming-Aufnahme			
	Anti-Beschlag-Technologie	Adaptiver Luftstrom			
Präzision	Ganzer Zahnbogen	10,9 µm + 0,98			
Handstück	Abmessungen	248 x 44 x 47,4 mm		313 x 44 x 47,4 mm	223 x 37 x 35 mm
	Gesamtgewicht	245 g		328 g	165 g
Spitze	Scanbereich	15 x 13 mm			18 x 15 mm
	Autoklavierbar	150-mal			
		Autoklavieren bei 121 °C für 30 min (Gravitationsverfahren) Autoklavieren bei 134 °C für 4 min (Vorvakuum) Autoklavieren bei 135 °C für 10 min (Gravitationsverfahren)			
		Sterilisation für 10 Minuten bei 135 °C (275 °F) mit Gravitationsverfahren und Trocknung für 30 Minuten. Sterilisation für 4 Minuten bei 134 °C (273 °F) mit Vorvakuum und Trocknung für 20 Minuten.			
Umkehrbare Spitze	Ja	Ja	Ja	Nein	
Spezialmodus	Fernbedienungsmodus	Nein	Ja		
	UV-LED-Desinfektion	Nein	Ja		
	Intelligente Farbtafel	Ja			
	HD-Modus	Nein	Ja		
MAC-OS-Kompatibilität		Ja			
Konnektivität	Verbindungstyp	Kabelgebunden, USB 3.1 Gen 1		Kabellos, USB 3.1 Gen 1	Kabelgebunden, USB 3.0
	Plug-and-Scan	Ja			
	Abnehmbares Kabel	Ja			



ZimVie Weiterbildung



Medit Anwendergruppe



Medit Akademie



Medit Hilfecenter

Weitere Informationen finden Sie unter [ZimVie.com](https://www.zimvie.com)

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Telefon: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

ZimVie Germany GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH
Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.bestellung@ZimVie.com

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur - Schweiz
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.bestellung@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Marken Eigentum von ZimVie oder einem verbundenen Unternehmen, und alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc. etc.) hergestellt und von ZimVie Dental und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. Intraoralscanner und Zubehörteile werden von Medit Corp. hergestellt. Weitere Produktinformationen finden Sie in der jeweiligen Produktkennzeichnung oder der Gebrauchsanweisung. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZV2397DE GLBL REV A 06/24 ©2024 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

