

Obiettivo predicibilità

Lo strumento indispensabile per il salto di qualità del tuo studio dentistico

Una tecnologia straordinaria che ti consentirà di accrescere l'efficienza del tuo studio e la soddisfazione dei pazienti:

- Scansioni più veloci e più fluide, con una resa visiva superiore per una migliore scansione del metallo e delle aree edentule
- Migliore maneggevolezza ed ergonomia avanzata per una maggiore libertà di movimento
- Maggiore precisione di scansione per una diagnosi affidabile
- Il sistema include un laptop ottimizzato, assistenza e una garanzia di 3 anni

Scanner Medit i900

Medit Link

Piattaforma di condivisione dei dati 3D sicura e basata su cloud che facilita la comunicazione e la collaborazione con altri partner odontoiatrici

Compatibile con numerosi sistemi, incluso **RealGUIDE***, per flussi di lavoro ottimizzati.

*previsto per il 2024

App Medit

Ampia gamma di funzioni per supportare i risultati del restauro:

- filtraggio della scansione e dei colori
- creazione delle linee di margine
- simulazione orto
- adattamento di provvisori e corone
- abbinamento di scan body tramite I.A.



Campo visivo (FOV) ampliato
Scansioni più veloci e affidabili

Touch Band 360°
Facilità di avviamento, arresto e controllo con un semplice tocco da ogni angolazione





Touch Pad
Navigazione agevole nei dati di scansione (zoom, panoramica, rotazione)

Design senza giunzioni
Comfort ergonomico e pulizia semplificata

Indicatore LED luminoso a colori vividi
Aggiornamenti dello stato chiaramente comprensibili



Libera il massimo potenziale del tuo studio dentistico

Categoria		MEDIT i600	MEDIT i700	MEDIT i700 wireless	MEDIT i900
Modello					
Tecnologia di scansione	Velocità di acquisizione	Veloce	Più veloce	Più veloce	Il più veloce
	Tecnologia di imaging	Tecnologia video 3D-in-motion/acquisizione in streaming 3D full-color			
	Tecnologia antiappannamento	Flusso d'aria adattabile			
Precisione	Intera arcata	10,9 µm + 0,98			
Manipolo	Dimensioni	248 x 44 x 47,4 mm		313 x 44 x 47,4 mm	223 x 37 x 35 mm
	Peso totale	245 g		328 g	165 g
Punta	Area di scansione	15 x 13 mm			18 x 15 mm
	Sterilizzabile in autoclave	150 volte			
		Autoclave 121 °C 30 min (tipo a gravità) Autoclave 134 °C 4 min (tipo con pre-vuoto) Autoclave 135 °C 10 min (tipo a gravità)			
		Sterilizzare per 10 minuti a 135 °C (275 °F) per il tipo a gravità e asciugare per 30 minuti. Sterilizzare per 4 minuti a 134 °C (273 °F) per il tipo con pre-vuoto e asciugare per 20 minuti.			
Punta reversibile	Sì	Sì	Sì	No	
Modalità speciale	Modalità controllo da remoto	No	Sì		
	Disinfezione mediante LED-UV	No	Sì		
	Guida tonalità intelligente	Sì			
	Modalità HD	No	Sì		
Compatibilità MAC OS		Sì			
Connettività	Tipo di connessione	USB 3.1 Gen 1 (con cavo)		Wireless USB 3.1 Gen 1	USB 3.0 (con cavo)
	Plug and scan	Sì			
	Cavo staccabile	Sì			

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ZimVie.com



Formazione
ZimVie



Gruppo
utenti Medit



Medit
Academy




Centro
assistenza
Medit

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Telefono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
ZimmerDental.Italy@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di ZimVie o di una delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate odontoiatriche di ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., ecc.) e sono commercializzati e distribuiti da ZimVie Dental e dai suoi partner commerciali autorizzati. Gli scanner intraorali e gli accessori sono prodotti da Medit Corp. Per ulteriori informazioni sui prodotti, fare riferimento all'etichetta o alle istruzioni per l'uso del singolo prodotto. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/aree geografiche. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non include indicazioni o raccomandazioni di carattere medico. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZV2397IT GLBL REV A 06/24 ©2024 ZimVie. Tutti i diritti riservati.



ZimVie SOLUZIONI DENTALI