

# Rumo a resultados mais fiáveis

Descubra um fluxo de trabalho digital e uma experiência de digitalização excecionais que aumentam a eficiência clínica, as soluções de restauração e o conforto do paciente e do dentista

Com um potente hardware e um software inteligente, o Medit i700 de funcionalidade plena é a chave para libertar todo o potencial da sua clínica.

## Scanner Medit i700

**Ligar e digitalizar** Liga diretamente a um PC com um único cabo  
*Opção sem fios disponível!*

Ponta reversível a 180°

2X Super rápido

Modo de controlo remoto

Desinfeção UV-C LED

Ligar e digitalizar



### Medit Link

Plataforma de partilha de dados 3D segura e baseada na nuvem, que facilita a comunicação e a colaboração com outros parceiros de medicina dentária

Compatível com vários sistemas, incluindo o **RealGUIDE\***, para fluxos de trabalho otimizados.

\*esperado em 2024





### Aplicações Medit

Uma vasta gama de funcionalidades para promover os resultados de restauração:

- Digitalização e filtragem de cores
- Criação de linhas de margem
- Simulação ortodôntica
- Temporários e encaixe de coroa
- Correspondência por scanbody de I.A.



# Liberte todo o potencial da sua clínica

Categoria		MEDIT i600	MEDIT i700	MEDIT i700 sem fios	MEDIT i900
Modelo					
Tecnologia de digitalização	Velocidade de captação	Rápido	Mais rápido	Mais rápido	O mais rápido
	Tecnologia de imagem	Tecnologia de vídeo 3D em movimento/captação em fluxo contínuo a cores 3D			
	Tecnologia anti-embaciamento	Fluxo de ar adaptável			
Precisão	Arcada completa	10,9 um + 0,98			
Redutor	Dimensões	248 x 44 x 47,4 mm		313 x 44 x 47,4 mm	223 x 37 x 35 mm
	Peso total	245 g		328 g	165 g
Ponta	Área de digitalização	15 x 13 mm			18 x 15 mm
	Autoclavável	150 vezes			
		Autoclave 121 °C 30 min (Tipo gravidade) Autoclave 134 °C 4 min (Tipo pré-vácuo) Autoclave 135° C 10 min (Tipo gravidade)			
		Esterilizar durante 10 minutos a 135 °C (275 °F) no tipo de gravidade e secar durante 30 minutos. Esterilizar durante 4 minutos a 134 °C (273 °F) no tipo de pré-vácuo e secar durante 20 minutos.			
Ponta reversível	Sim	Sim	Sim	Não	
Modo especial	Modo de controlo remoto	Não	Sim		
	Desinfecção UV-LED	Não	Sim		
	Guia de tonalidade inteligente	Sim			
	Modo HD	Não	Sim		
Compatibilidade com MAC OS		Sim			
Conectividade	Tipo de conexão	USB 3.1 da 1.ª Ger. com fios		Sem fios USB 3.1 da 1.ª Ger.	USB 3.0 com fios
	Ligar e digitalizar	Sim			
	Cabo amovível	Sim			

Para obter mais informações, visite [ZimVie.com](http://ZimVie.com)

**ZimVie**  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
1-800-342-5454  
Telephone : +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

**Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.**  
C/Tirso de Molina, 40, Planta 2ª  
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha  
Atención al cliente: 800-827-836  
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36  
ZV.pedidos@ZimVie.com



Formação  
ZimVie



Grupo de  
utilizadores  
Medit



Academia  
Medit



Centro de  
apoio Medit

**ZimVie**  
Restoring Daily Life.®

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da ZimVie ou de uma afiliada, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão Dental da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) e comercializados e distribuídos pela ZimVie Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Os scanners e acessórios intraorais são fabricados pela Medit Corp. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos ou as instruções de utilização individuais dos produtos. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZV2430PT GLBL REV. A 06/24 ©2024 ZimVie. Todos os direitos reservados.

