



La simplicité dans  
la préparation du site



# Trousses chirurgicales pour implants coniques et ensembles de composants

## Kit Premium QNTSK



 **ZimVie**

SOLUTIONS DENTAIRES ZimVie

# La trousse chirurgicale pour implants coniques

La simplicité dans la préparation du site



1

NTDI32XX



2

NTDI4XX



3

NTDI5XX



4

NTDI6XX



5

ACTPSD



6

ACT20XX



7

ICD100



8

QSD32XX



9

QSD4XX



10

QSD5XX



11

QSD6XX



12

PHD00N



13

PHD02N



14

RASH3N



15

IRE100U



16

IRE200U



17

DI100



18

ACTDE




19

MDR10



REMARQUE : le graphique représente l'emplacement des composants dans le kit Premium QNTSK40



20  
MMC15




21  
IIPDTUL



22  
IIPDTUS

# Kit de tarauds os dense pour implants coniques



**REMARQUE :** Un taraudage est recommandé pour la pose d'un implant dans l'os dense. Un couple d'insertion supérieur à 90 Ncm peut déformer ou ôter le connecteur de pose ou l'hexagone interne de l'implant ce qui peut éventuellement retarder la procédure chirurgicale. Prière de se reporter au manuel chirurgical.

# Contenu de la trousse chirurgicale QNTSK

Kit Premium QNTSK40			
Kit de mise à jour QNTSK40U			
Kit de démarrage QNTSK20			
	Description	Référence	
1	Indicateur de profondeur pour implant conique, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L) 3 pcs	NTDI3285	• •
1	Indicateur de profondeur pour implant conique, 3,25 mm (D) x 10 mm (L)	NTDI3210	• • •
1	Indicateur de profondeur pour implant conique, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTDI3211	• • •
1	Indicateur de profondeur pour implant conique, 3,25 mm (D) x 13 mm (L)	NTDI3213	• • •
1	Indicateur de profondeur pour implant conique, 3,25 mm (D) x 15 mm (L)	NTDI3215	• •
2	Indicateur de profondeur pour implant conique, 4 mm (D) x 8,5 mm (L) 3 pcs	NTDI485	• •
2	Indicateur de profondeur pour implant conique, 4 mm (D) x 10 mm (L)	NTDI410	• • •
2	Indicateur de profondeur pour implant conique, 4 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTDI411	• • •
2	Indicateur de profondeur pour implant conique, 4 mm (D) x 13 mm (L)	NTDI413	• • •
2	Indicateur de profondeur pour implant conique, 4 mm (D) x 15 mm (L)	NTDI415	• • •
3	Indicateur de profondeur pour implant conique, 5 mm (D) x 8,5 mm (L) 3 pcs	NTDI585	• •
3	Indicateur de profondeur pour implant conique, 5 mm (D) x 10 mm (L)	NTDI510	• • •
3	Indicateur de profondeur pour implant conique, 5 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTDI511	• • •
3	Indicateur de profondeur pour implant conique, 5 mm (D) x 13 mm (L)	NTDI513	• • •
3	Indicateur de profondeur pour implant conique, 5 mm (D) x 15 mm (L)	NTDI515	• •
4	Indicateur de profondeur pour implant conique, 6 mm (D) x 8,5 mm (L) 3 pcs	NTDI685	• •
4	Indicateur de profondeur pour implant conique, 6 mm (D) x 10 mm (L)	NTDI610	• •
4	Indicateur de profondeur pour implant conique, 6 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTDI611	• •
4	Indicateur de profondeur pour implant conique, 6 mm (D) x 13 mm (L)	NTDI613	• •
4	Indicateur de profondeur pour implant conique, 6 mm (D) x 15 mm (L)	NTDI615	• •
5	Foret d'amorce Act*	ACTPSD	• •
6	Foret hélicoïdal Act réutilisable, 2 mm (D) x 10 mm (L)	ACT2010	• • •
6	Foret hélicoïdal Act réutilisable, 2 mm (D) x 15 mm (L)	ACT2015	• • •
6	Foret hélicoïdal Act réutilisable, 2 mm (D) x 20 mm (L)	ACT2020	• • •
7	Foret d'évasement Certain®, 4 mm (D)	ICDI100	• • •
8	Foret à quatre pans, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L)	QSD3285	• • •
8	Foret à quatre pans, 3,25 mm (D) x 10 mm (L)	QSD3210	• • •
8	Foret à quatre pans, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L)	QSD3211	• • •
8	Foret à quatre pans, 3,25 mm (D) x 13 mm (L)	QSD3213	• • •
8	Foret à quatre pans, 3,25 mm (D) x 15 mm (L)	QSD3215	• •
9	Foret à quatre pans, 4 mm (D) x 8,5 mm (L)	QSD485	• •
9	Foret à quatre pans, 4 mm (D) x 10 mm (L)	QSD410	• • •
9	Foret à quatre pans, 4 mm (D) x 11,5 mm (L)	QSD411	• • •
9	Foret à quatre pans, 4 mm (D) x 13 mm (L)	QSD413	• • •
9	Foret à quatre pans, 4 mm (D) x 15 mm (L)	QSD415	• •
10	Foret à quatre pans, 5 mm (D) x 8,5 mm (L)	QSD585	• •
10	Foret à quatre pans, 5 mm (D) x 10 mm (L)	QSD510	• • •
10	Foret à quatre pans, 5 mm (D) x 11,5 mm (L)	QSD511	• • •
10	Foret à quatre pans, 5 mm (D) x 13 mm (L)	QSD513	• • •
10	Foret à quatre pans, 5 mm (D) x 15 mm (L)	QSD515	• •
11	Foret à quatre pans, 6 mm (D) x 8,5 mm (L)	QSD685	• •
11	Foret à quatre pans, 6 mm (D) x 10 mm (L)	QSD610	• •
11	Foret à quatre pans, 6 mm (D) x 11,5 mm (L)	QSD611	• •
11	Foret à quatre pans, 6 mm (D) x 13 mm (L)	QSD613	• •

Kit Premium QNTSK40			
Kit de mise à jour QNTSK40U			
Kit de démarrage QNTSK20			
	Description	Référence	
11	Foret à quatre pans, 6 mm (D) x 15 mm (L)	QSD615	• • •
12	Tournevis court à tête hexagonale étroite, 17 mm (L)	PHD00N	• •
13	Tournevis court à large tête hexagonale, 17 mm (L)	PHD02N	• •
14	Embout court de contre-angle pour tournevis à large tête hexagonale, 24 mm (L)	RASH3N	•
15	Connecteur court de pose d'implant universel Certain 3,4, 4,1, 5, 6 mm (D),	IRE100U	• •
16	pour clé à cliquet	IRE200U	• •
17	Connecteur long de pose d'implant universel Certain 3,4, 4,1, 5, 6 mm (D),	DI100	• •
18	pour clé à cliquet	ACTDE	• •
19	Indicateur de direction, 2 mm (D) x 10 mm (L) 3 pcs	MDR10	• •
20	Prolongateur de foret Act	MMC15	• •
21	Connecteur de pose d'implants à hexagone externe et de tarauds	IIPDTUL	• •
22	Porte-implant long pour implant micromini 3,4 mm (D) x 15 mm (L)	IIPDTUS	• •
23	à hexagone externe	NTAP3285	• •
23	Connecteur de pose d'implants Certain 4, 5, 6 mm (D), Long	NTAP3210	• • •
23	Connecteur de pose d'implants Certain, 4, 5, 6 mm (D), Court	NTAP3211	• • •
23	Connecteur de pose d'implants Certain, 3,4 mm (D), Court	NTAP3213	• • •
23	Connecteur de pose d'implants Certain, 3,4 mm (D), Long	NTAP3215	• •
24	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L)	NTAP485	• •
24	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 3,25 mm (D) x 10 mm (L)	NTAP410	• • •
24	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTAP411	• • •
24	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 3,25 mm (D) x 13 mm (L)	NTAP413	• • •
24	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 3,25 mm (D) x 15 mm (L)	NTAP415	• •
25	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 4 mm (D) x 8,5 mm (L)	NTAP585	• •
25	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 4 mm (D) x 10 mm (L)	NTAP510	• • •
25	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 4 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTAP511	• • •
25	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 4 mm (D) x 13 mm (L)	NTAP513	• • •
25	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 4 mm (D) x 15 mm (L)	NTAP515	• •
26	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 5 mm (D) x 8,5 mm (L)	NTAP685	• •
26	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 5 mm (D) x 10 mm (L)	NTAP610	• •
26	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 5 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTAP611	• •
26	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 5 mm (D) x 13 mm (L)	NTAP613	• •
26	Taraut pour implant conique dans de l'os dense, 5 mm (D) x 15 mm (L)	NTAP615	• •
	Clé plate*	CW100	• •
	Anneaux de rétention de rechange pour connecteurs de pose d'implants Certain (lot de 10)*	IRORDR	• •
	Kit de tarauds os dense pour implants coniques*	NTAPKT	• • •
	Connecteur pour clé à cliquet, Court, 6 mm (L)*	RE100	• •
	Connecteur pour clé à cliquet, Long, 15 mm (L)*	RE200	• •
	Clé à cliquet*	WR150	• •
	Boîte et couvercle fumés*	QNTSKT	• •
	Jauge de profondeur pour implant, 20 mm (L)*	DPO20	• •

\* Article non représenté sur cette brochure.

Contactez-nous au 01-41-05-43-43 ou rendez-vous sur [ZimVie.com](https://www.zimvie.com)

**ZimVie**

4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
1-800-342-5454  
Phone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272  
[dentalCS@ZimVie.com](mailto:dentalCS@ZimVie.com)

**Zimmer Dental SAS**

Bâtiment Québec  
19 Rue d'Arcueil  
94528 Rungis Cedex  
Tel. : 0141-05-43-43  
Fax : 0141-05-43-40  
[ZV.commandes@ZimVie.com](mailto:ZV.commandes@ZimVie.com)



Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de ZimVie et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) commercialisés et distribués par ZimVie Dental et par ses partenaires de commercialisation. Pour plus d'informations sur les produits, se reporter aux étiquettes ou au mode d'emploi. L'agrément et la disponibilité de certains produits peut se limiter à certains pays/régions. Ce document est réservé exclusivement aux cliniciens et ne propose ni avis ni recommandation médicale. Il est interdit de le transmettre à d'autres destinataires. Il est interdit de copier ou de réimprimer ce document sans l'autorisation expresse par écrit de ZimVie.ZVINST0149FR REV A 10/23 ©2023 ZimVie. Tous droits réservés.

