



Azure™ Tapered Bone Level (TBL)

Aufbau des Kit für geführte Chirurgie

Um die Position der Instrumente im Azure™ TBL Kit für geführte Chirurgie zu identifizieren, folgen Sie dem numerischen Schlüssel in der Tabelle und suchen Sie dann die entsprechenden Zahlen in der untenstehenden Kit-Anordnung. Das Kit wird in Form von Einzelkomponenten geliefert und muss entsprechend dem Positionsschlüssel des Werkzeugs in der Abbildung montiert werden.



Komponenten des Azure TBL Kits für geführte Chirurgie

| KIT-NR. | BESCHREIBUNG | ARTIKEL-NR. | KIT-NR. | BESCHREIBUNG | ARTIKEL-NR. |
|---------|--|------------------|---------|--|------------------|
| 1 | Chirurgie-Tray, ohne Bestückung | 3DM00632TBLTRAY | 31 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 3,5 mm x 14 mm L | AGTBL-SD41483514 |
| 2 | Gewebestanze, Ø 3,3 mm | AGTBL-TP33 | 32 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 3,5 mm x 16 mm L | AGTBL-SD41483516 |
| 3 | Gewebestanze, Ø 4,1/4,8 mm | AGTBL-TP4148 | 33 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 4,2 mm x 8 mm L | AGTBL-SD4148428 |
| 4 | Pilotbohrer, Ø 3,3 mm | AGTBL-GPD33 | 34 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 4,2 mm x 10 mm L | AGTBL-SD41484210 |
| 5 | Pilotbohrer, Ø 4,1 mm | AGTBL-GPD41 | 35 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 4,2 mm x 12 mm L | AGTBL-SD41484212 |
| 6 | Pilotbohrer, Ø 4,8 mm | AGTBL-GPD48 | 36 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 4,2 mm x 14 mm L | AGTBL-SD41484214 |
| 7 | Initialbohrer, Ø 3,3 mm (kurz) | AGTBL-CP33S | 37 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 4,2 mm x 16 mm L | AGTBL-SD41484216 |
| 8 | Initialbohrer, Ø 3,3 mm (lang) | AGTBL-CP33L | 38 | Gewindeschneider, Ø 3,3 mm (kurz) | AGTBL-T33S |
| 9 | Initialbohrer, Ø 4,1 mm (kurz) | AGTBL-CP41S | 39 | Gewindeschneider, Ø 3,3 mm (lang) | AGTBL-T33L |
| 10 | Initialbohrer, Ø 4,1 mm (lang) | AGTBL-CP41L | 40 | Gewindeschneider, Ø 4,1 mm (kurz) | AGTBL-T41S |
| 11 | Initialbohrer, Ø 4,8 mm (kurz) | AGTBL-CP48S | 41 | Gewindeschneider, Ø 4,1 mm (lang) | AGTBL-T41L |
| 12 | Initialbohrer, Ø 4,8 mm (lang) | AGTBL-CP48L | 42 | Gewindeschneider, Ø 4,8 mm (kurz) | AGTBL-T48S |
| 13 | Formbohrer, Ø 3,3 x 2,2 mm x 8 mm L | AGTBL-SD33228 | 43 | Gewindeschneider, Ø 4,8 mm (lang) | AGTBL-T48L |
| 14 | Formbohrer, Ø 3,3 x 2,2 mm x 10 mm L | AGTBL-SD332210 | 44 | Einbringpfosten NC, Ø 3,3 mm (kurz) / Menge 2 | AGTBL-IMNC33S |
| 15 | Formbohrer, Ø 3,3 x 2,2 mm x 12 mm L | AGTBL-SD332212 | 45 | Einbringpfosten NC, Ø 3,3 mm (lang) / Menge 2 | AGTBL-IMNC33L |
| 16 | Formbohrer, Ø 3,3 x 2,2 mm x 14 mm L | AGTBL-SD332214 | 46 | Einbringpfosten RC, Ø 4,1/4,8 (kurz) / Menge 2 | AGTBL-IMRC4148S |
| 17 | Formbohrer, Ø 3,3 x 2,2 mm x 16 mm L | AGTBL-SD332216 | 47 | Einbringpfosten RC, Ø 4,1/4,8 (lang) / Menge 2 | AGTBL-IMRC4148L |
| 18 | Formbohrer, Ø 3,3 x 2,8 mm x 8 mm L | AGTBL-SD33228 | 48 | Sechskantschraubendreher, 20 mm L | AGTBL-HSD20 |
| 19 | Formbohrer, Ø 3,3 x 2,8 mm x 10 mm L | AGTBL-SD332810 | 49 | Sechskantschraubendreher, 30 mm L | AGTBL-HSD30 |
| 20 | Formbohrer, Ø 3,3 x 2,8 mm x 12 mm L | AGTBL-SD332812 | 50 | Implantat-Einbringpfosten-Schraubendreher | AGTBL-IMD |
| 21 | Formbohrer, Ø 3,3 x 2,8 mm x 14 mm L | AGTBL-SD332814 | 51 | Implantatschraubendreher – Ratschenadapter | ASTBL-IDA |
| 22 | Formbohrer, Ø 3,3 x 2,8 mm x 16 mm L | AGTBL-SD332816 | 52 | Prothetischer Ratschenadapter | ASTBL-RA |
| 23 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 2,8 mm x 8 mm L | AGTBL-SD4148288 | 53 | Prothetischer Schraubendreher, 20 mm L | ARA-DT20TC06 |
| 24 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 2,8 mm x 10 mm L | AGTBL-SD41482810 | 54 | Prothetischer Schraubendreher, 30 mm L | ARA-DT30TC06 |
| 25 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 2,8 mm x 12 mm L | AGTBL-SD41482812 | 55 | Drehmomentratsche | ASBL-TIR |
| 26 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 2,8 mm x 14 mm L | AGTBL-SD41482814 | 56 | Fixationsstift/Menge 4 | AGTBL-FP |
| 27 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 2,8 mm x 16 mm L | AGTBL-SD41482816 | 57 | Fixationsbohrer/Menge 2 | AGTBL-FD |
| 28 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 3,5 mm x 8 mm L | AGTBL-SD4148358 | | | |
| 29 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 3,5 mm x 10 mm L | AGTBL-SD41483510 | | | |
| 30 | Formbohrer, Ø 4,1/4,8 x 3,5 mm x 12 mm L | AGTBL-SD41483512 | | | |

Hinweis: Die Artikelnummer AGTBL-GSURSET dient nur zu Bestellzwecken. Einzelne Teile des Kits sind separat verpackt.

Weitere Informationen finden Sie unter ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC, 4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410 • Tel: +1-561-776-6700 • Fax: +1-561-776-1272 • dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Germany GmbH, Kopernikusstraße 15, DE-85221 Dachau • Tel: +49-(0)800-101-64-20 • Fax: +49-(0)800-313-11-11 • ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH, Wienerbergstraße 11/12a, A-1100 Wien • Tel: +43-(0)8000-700-17 • Fax: +43-(0)8000-700-18 • ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Switzerland GmbH, Grüzfeldstrasse 41, CH-8404 Winterthur • Tel: +41-(0)800-24-66-38 • Fax: +41-(0)800-24-66-39 • ZV.bestellung@ZimVie.com

Die gezeigten Abbildungen dienen zur Veranschaulichung und sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu oder stellen ggf. nicht die exakte Geometrie bzw. Farbe der eigentlichen Komponenten dar. Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Marken und geistige/FI2tum von ZimVie Inc. und seinen verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, usw.) hergestellt und von ZimVie US Corp LLC und seinen zugelassenen Handelspartnern vertrieben. Azure Tapered Bone Level Implantate, restaurative Komponenten und ASTBL-SURKIT Instrumente werden von Terrats Medical LC hergestellt. Die in AGTBL-GSURKIT enthaltenen Instrumente werden von BIOTEC S.r.l. hergestellt, mit Ausnahme von ASTBL-TIR, ASTBL-RA, ASTBL-IDA, ARA-DT20TC06 und ARA-DT30C06, die von Terrats Medical S.L. hergestellt werden. Torx ist eine eingetragene Marke von Terrats Medical S.L. EU-MDR-Klassifizierung: Azure TBL (Klass IIb), Deckschrauben (Klass IIb), Restaurative Komponenten (Klass IIa), Chirurgie-Tray (Klass I). Azure TBL-Implantate dienen der funktionellen und ästhetischen oralen Rehabilitation des Ober- oder Unterkiefers. Heilungsabutments dienen der Bildung eines Weichteilsulcus. Die hier gezeigten Produkte können in Frankreich nicht erstattet werden. Für andere Länder prüfen Sie bitte die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanleitungen zu entnehmen. Produktzulassung und Verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZVINST2415-GLBL-DE REV C 02/26 ©2026 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

CE CE CE Die für jedes Produkt zutreffende BS-Nummer ist ggf. auf dem Produktetikett angegeben.
0426 0051