



Azure™ Tapered Bone Level (TBL)

Disposición del kit quirúrgico para cirugía guiada

Para identificar la ubicación de los instrumentos en el kit quirúrgico para cirugía guiada Azure™ TBL, comprueba el número asignado en la tabla y, a continuación, localiza los números correspondientes en el mapa del kit. El kit se entregará como componentes individuales y deberá montarse de acuerdo con la ubicación correspondiente según la tabla de componentes del kit quirúrgico.



Componentes del kit quirúrgico para cirugía guiada Azure TBL

CLAVE DEL KIT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CLAVE DEL KIT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	Bandeja quirúrgica, vacía	3DM00632TBLTRAY	31	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 3,5 mm x 14 mm (L)	AGTBL-SD41483514
2	Bisturí circular, Ø3,3 mm	AGTBL-TP33	32	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 3,5 mm x 16 mm (L)	AGTBL-SD41483516
3	Bisturí circular, Ø4,1/4,8 mm	AGTBL-TP4148	33	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 4,2 mm x 8 mm (L)	AGTBL-SD4148428
4	Fresa piloto, Ø3,3 mm	AGTBL-GPD33	34	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 4,2 mm x 10 mm (L)	AGTBL-SD41484210
5	Fresa piloto, Ø4,1 mm	AGTBL-GPD41	35	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 4,2 mm x 12 mm (L)	AGTBL-SD41484212
6	Fresa piloto, Ø4,8 mm	AGTBL-GPD48	36	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 4,2 mm x 14 mm (L)	AGTBL-SD41484214
7	Perforador cortical, Ø3,3 mm (corto)	AGTBL-CP33S	37	Fresa de perfil, Ø 4,1/4,8 x 4,2 mm x 16 mm (L)	AGTBL-SD41484216
8	Perforador cortical, Ø3,3 mm (largo)	AGTBL-CP33L	38	Terraja, Ø 3,3 mm (corta)	AGTBL-T33S
9	Perforador cortical, Ø4,1 mm (corto)	AGTBL-CP41S	39	Terraja, Ø 3,3 mm (larga)	AGTBL-T33L
10	Perforador cortical, Ø4,1 mm (largo)	AGTBL-CP41L	40	Terraja, Ø 4,1 mm (corta)	AGTBL-T41S
11	Perforador cortical, Ø4,8 mm (corto)	AGTBL-CP48S	41	Terraja, Ø 4,1 mm (larga)	AGTBL-T41L
12	Perforador cortical, Ø4,8 mm (largo)	AGTBL-CP48L	42	Terraja, Ø 4,8 mm (corta)	AGTBL-T48S
13	Fresa de perfil, Ø3,3 x 2,2 mm x 8 mm (L)	AGTBL-SD33228	43	Terraja, Ø 4,8 mm (larga)	AGTBL-T48L
14	Fresa de perfil, Ø3,3 x 2,2 mm x 10 mm (L)	AGTBL-SD332210	44	Montura NC, Ø 3,3 mm (corta)/cant. 2	AGTBL-IMNC33S
15	Fresa de perfil, Ø3,3 x 2,2 mm x 12 mm (L)	AGTBL-SD332212	45	Montura NC, Ø 3,3 mm (larga)/cant. 2	AGTBL-IMNC33L
16	Fresa de perfil, Ø3,3 x 2,2 mm x 14 mm (L)	AGTBL-SD332214	46	Montura RC, Ø4,1/4,8 (corta)/cant. 2	AGTBL-IMRC4148S
17	Fresa de perfil, Ø3,3 x 2,2 mm x 16 mm (L)	AGTBL-SD332216	47	Montura RC, Ø4,1/4,8 (larga)/cant. 2	AGTBL-IMRC4148L
18	Fresa de perfil, Ø3,3 x 2,8 mm x 8 mm (L)	AGTBL-SD332288	48	Destornillador hexagonal, 20 mm (L)	AGTBL-HSD20
19	Fresa de perfil, Ø3,3 x 2,8 mm x 10 mm (L)	AGTBL-SD3322810	49	Destornillador hexagonal, 30 mm (L)	AGTBL-HSD30
20	Fresa de perfil, Ø3,3 x 2,8 mm x 12 mm (L)	AGTBL-SD3322812	50	Destornillador para montura del implante	AGTBL-IMD
21	Fresa de perfil, Ø3,3 x 2,8 mm x 14 mm (L)	AGTBL-SD3322814	51	Adaptador de portaimplantes para llave de carraca	ASTBL-IDA
22	Fresa de perfil, Ø3,3 x 2,8 mm x 16 mm (L)	AGTBL-SD3322816	52	Adaptador protésico para llave de carraca	ASTBL-RA
23	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 2,8 mm x 8 mm (L)	AGTBL-SD4148288	53	Destornillador protésico, 20 mm (L)	ARA-DT20TC06
24	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 2,8 mm x 10 mm (L)	AGTBL-SD41482810	54	Destornillador protésico, 30 mm (L)	ARA-DT30TC06
25	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 2,8 mm x 12 mm (L)	AGTBL-SD41482812	55	Llave de carraca indicadora de torque	ASBL-TIR
26	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 2,8 mm x 14 mm (L)	AGTBL-SD41482814	56	Pin de fijación/cant. 4	AGTBL-FP
27	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 2,8 mm x 16 mm (L)	AGTBL-SD41482816	57	Fresa para el pin de fijación/cant. 2	AGTBL-FD
28	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 3,5 mm x 8 mm (L)	AGTBL-SD4148358			
29	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 3,5 mm x 10 mm (L)	AGTBL-SD41483510			
30	Fresa de perfil, Ø4,1/4,8 x 3,5 mm x 12 mm (L)	AGTBL-SD41483512			

Nota: La referencia AGTBL-GSURKIT es solo para los pedidos. Las piezas del kit se entregan en envases individuales.

Para obtener más información, visita ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC, 4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410 • Teléfono: +1-561-776-6700 • Fax: +1-561-776-1272 • dentalCS@ZimVie.com
 ZimVie Spain S.L.U., WTC Alameda Park, Ed. 4, Pl. 2, C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau), 08940, Cornellà de Llobregat,
 Atención al cliente España: 900-800-303 • Atención al cliente Portugal: 800-827-836 • Fax para pedidos: 93-445-81-36 • ZV.pedidos@ZimVie.com

Las imágenes incluidas son de carácter representativo y pueden no estar a escala o no mostrar la geometría o el color exactos de los componentes reales.

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie Inc. o sus filiales, y todos los productos son fabricados por una o varias de las filiales dentales de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.), y distribuidos por ZimVie US Corp LLC y sus socios comerciales autorizados. Los implantes Tapered Bone Level Azure, los componentes de restauración y los instrumentos ASTBL-SURKIT son fabricados por Terrats Medical S.L. En el AGTBL-GSURKIT, el instrumental es fabricado por BIOTEC S.r.l., excepto ASTBL-TIR, ASTBL-RA, ASTBL-IDA, ARA-DT20TC06 y ARA-DT30TC06, fabricados por Terrats Medical S.L. Torx es una marca comercial registrada de Terrats Medical S.L. Clasificación del MDR de la UE: Azure TBL (clase IIb), tornillos de cierre (clase IIb), componentes de restauración (clase IIa), bandeja quirúrgica (clase I). El propósito de los implantes Azure TBL es la rehabilitación oral funcional y estética del maxilar superior o inferior. Los pilares de cicatrización están diseñados para la formación de un surco de tejido blando. Los productos aquí mostrados no cumplen los criterios para el reembolso en Francia. Para otros países, consulta las leyes y normativas locales. Si deseas más información sobre algún producto, consulta el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas a ciertos países o regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZVINST2415-GLBL-ES REV C 02/26 ©2026 ZimVie. Todos los derechos reservados.

CE CE CE
0426 0051

El número NB aplicable a cada dispositivo se puede encontrar en la etiqueta del producto, si corresponde.

ZimVie