

Azure™ Tapered Bone Level Chirurgie-Kit

Nutzungstabelle



Verwenden Sie einen Whiteboard-Marker, um die Gesamtanzahl der mit dem jeweiligen Bohrer durchgeführten Osteotomiepräparationen zu verfolgen. Siehe RILM (Reusable Instrument Lifespan Manual, Handbuch zur Lebensdauer wiederverwendbarer Instrumente) zur Anleitung, wann Bohrer ausgetauscht werden sollten.

* Einwegbohrer müssen nach jedem Eingriff entsorgt werden.



Teile-Nr.	1203G	ASTBL-ND1633	ASTBL-ND1641	ASTBL-PID2229	ASTBL-PID2233	ASTBL-PID2241	ASTBL-D2829	ASTBL-D2833	ASTBL-D2841	ASTBL-D3529	ASTBL-D3533	ASTBL-D3541	ASTBL-D4229	ASTBL-D4233	ASTBL-D4241	ASTBL-PRD3325	ASTBL-PRD3333	ASTBL-PRD4125	ASTBL-PRD4133	ASTBL-PRD4825	ASTBL-PRD4833	ASTBL-IDNC3328	ASTBL-IDNC3337	ASTBL-IDRC428	ASTBL-IDRC437
Produkt	Rosenbohrer	Nadelbohrer, 1,6 mm D x 33 mm L	Nadelbohrer, 1,6 mm D x 41 mm L	Pilotbohrer, 2,2 mm D x 29 mm L	Pilotbohrer, 2,2 mm D x 33 mm L	Pilotbohrer, 2,2 mm D x 41 mm L	Bohrer, 2,8 mm D x 29 mm L	Bohrer, 2,8 mm D x 33 mm L	Bohrer, 2,8 mm D x 41 mm L	Bohrer, 3,5 mm D x 29 mm L	Bohrer, 3,5 mm D x 33 mm L	Bohrer, 3,5 mm D x 41 mm L	Bohrer, 4,2 mm D x 29 mm L	Bohrer, 4,2 mm D x 33 mm L	Bohrer, 4,2 mm D x 41 mm L	Profilbohrer, 3,3 mm D x 25 mm L	Profilbohrer, 3,3 mm D x 33 mm L	Profilbohrer, 4,1 mm D x 25 mm L	Profilbohrer, 4,1 mm D x 33 mm L	Profilbohrer, 4,8 mm D x 25 mm L	Profilbohrer, 4,8 mm D x 33 mm L	Implantatschraubendreher NC, 3,3 mm D x 28 mm L	Implantatschraubendreher NC, 3,3 mm D x 37 mm L	Implantatschraubendreher RC, 4,1 mm D x 28 mm L	Implantatschraubendreher RC, 4,1 mm D x 37 mm L
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Zeit für die Bestellung neuer Bohrer

*Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Lebensdauer wiederverwendbarer Instrumente [ZVINST0189]. Diese Übersicht dient nur als Kurzanleitung. Eine unsachgemäße Verwendung oder Verwendung in sehr hartem Knochen kann unter Umständen zu vorzeitiger Abnutzung führen und einen Ersatz des Bohrers nach weniger als 20 Anwendungen erfordern. HINWEIS: Chirurgische Instrumente können durch viele Ursachen beschädigt werden, unter anderem durch zu langen oder unsachgemäßen Gebrauch, nachlässigen Umgang, unzureichende Reinigung usw. Damit die vorgesehene Leistungsfähigkeit des Instruments gewahrt bleibt, muss es vorsichtig behandelt werden. Eine vollständige Anleitung zur Sterilisation und Pflege der Instrumente befindet sich in P-ZBDINSTRP.

Weitere Informationen finden Sie unter ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive Palm Beach Gardens,
FL 33410, USA
Tel.: +1-561-776-6700/Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Germany GmbH
Kopernikusstraße 15
DE-85221 Dachau
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH
Wienbergstraße 11/2a
A-1000 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Switzerland GmbH
Grüzelstraße 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.bestellung@ZimVie.com

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Marken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. und seinen verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC usw.) hergestellt und von ZimVie US Corp LLC und seinen zugelassenen Handelspartnern vertrieben. EU-MDR-Klassifizierung: Bohrer und Schraubendreher (Klasse IIa). Der Verwendungszweck der Bohrer ist die Fixation prothetischer Restaurationen und zusätzlicher Abutments. Die hier gezeigten Produkte sind in Frankreich nicht erstattungsfähig. Für andere Länder beachten Sie bitte die lokalen Gesetze und Vorschriften. Weitere Produktinformationen finden Sie auf dem Produktetikett oder in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts. Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZVINST2422-GLBL-DE REV A 02/26 ©2026 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

