

Kit quirúrgico Azure™ Tapered Bone Level



Gráfico de uso

Utiliza un marcador de borrado en seco para realizar un seguimiento del número total de preparaciones de osteotomía que se realizan con cada fresa. Consulta el manual sobre la vida útil de los instrumentos reutilizables (RILM) para obtener instrucciones sobre cuándo sustituir las fresas.

* Las fresas de un solo uso deben desecharse después de cada procedimiento.



Referencia	1203G	ASTBL-ND1633	ASTBL-ND1641	ASTBL-PID2229	ASTBL-PID2233	ASTBL-PID2241	ASTBL-D2829	ASTBL-D2833	ASTBL-D2841	ASTBL-D3529	ASTBL-D3533	ASTBL-D3541	ASTBL-D4229	ASTBL-D4233	ASTBL-D4241	ASTBL-PRD3325	ASTBL-PRD3333	ASTBL-PRD4125	ASTBL-PRD4133	ASTBL-PRD4825	ASTBL-PRD4833	ASTBL-IDNC3328	ASTBL-IDNC3337	ASTBL-IDRC428	ASTBL-IDRC437
Producto	Fresa redonda	Fresa de lanza 1,6 mm (D) x 33 mm (L)	Fresa de lanza 1,6 mm (D) x 41 mm (L)	Fresa piloto 2,2 mm (D) x 29 mm (L)	Fresa piloto 2,2 mm (D) x 33 mm (L)	Fresa piloto 2,2 mm (D) x 41 mm (L)	Fresa 2,8 mm (D) x 29 mm (L)	Fresa 2,8 mm (D) x 33 mm (L)	Fresa 2,8 mm (D) x 41 mm (L)	Fresa 3,5 mm (D) x 29 mm (L)	Fresa 3,5 mm (D) x 33 mm (L)	Fresa 3,5 mm (D) x 41 mm (L)	Fresa 4,2 mm (D) x 29 mm (L)	Fresa 4,2 mm (D) x 33 mm (L)	Fresa 4,2 mm (D) x 41 mm (L)	Fresa de perfil 3,3 mm (D) x 25 mm (L)	Fresa de perfil 3,3 mm (D) x 33 mm (L)	Fresa de perfil 4,1 mm (D) x 25 mm (L)	Fresa de perfil 4,1 mm (D) x 33 mm (L)	Fresa de perfil 4,8 mm (D) x 25 mm (L)	Fresa de perfil 4,8 mm (D) x 33 mm (L)	Portaimplantes NC, 3,3 mm (D) x 28 mm (L)	Portaimplantes NC, 3,3 mm (D) x 37 mm (L)	Portaimplantes RC, 4,1 mm (D) x 28 mm (L)	Portaimplantes RC, 4,1 mm (D) x 37 mm (L)
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Momento de solicitar nuevas fresas

*Consulta el manual sobre la vida útil de instrumental reutilizable [ZVINST0189] para obtener más información. Esta tabla solo debe utilizarse como guía de referencia. El uso incorrecto o el uso en hueso muy denso pueden provocar un desgaste prematuro y la necesidad de sustituir la fresa después de menos de 20 usos. NOTA: Los instrumentos quirúrgicos pueden resultar dañados por diversas razones, como, entre otras: uso prolongado, uso incorrecto, manipulación descuidada o inadecuada, limpieza inadecuada, etc. Deberás extremar tu cuidado para no comprometer el rendimiento previsto del instrumento. Consulta el documento P-ZBDINSTRP para obtener instrucciones completas sobre la esterilización y los cuidados de los instrumentos.

NC = conexión estrecha, RC = conexión normal

Para obtener más información, visita ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700/Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Almada Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau) 08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie Inc. o sus filiales, y todos los productos son fabricados por una o varias de las filiales dentales de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.), y distribuidos por ZimVie US Corp LLC y sus socios comerciales autorizados. Clasificación del MDR de la UE: Fresas y destornilladores (clase IIa). El uso previsto de las fresas es fijar restauraciones protésicas y pilares auxiliares. Los productos aquí mostrados no cumplen los criterios para el reembolso en Francia. Para otros países, consulta las leyes y normativas locales. Si deseas más información sobre algún producto, consulta el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas a ciertos países o regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZVINST2422-GLBL-ES REV A 02/26 ©2026 ZimVie. Todos los derechos reservados.

