

Trousse de chirurgie Azure™ Tapered Bone Level



Tableau d'utilisation

Utiliser un marqueur effaçable à sec pour indiquer le nombre total de préparations d'ostéotomie réalisées à l'aide de chaque foret. Consulter le manuel relatif à la durée de vie des instruments réutilisables (RILM) pour savoir quand remplacer les forets.

* Les forets à usage unique doivent être mis au rebut après utilisation.



N° de pièce	1203G	ASTBL-ND1633	ASTBL-ND1641	ASTBL-PID2229	ASTBL-PID2233	ASTBL-PID2241	ASTBL-D2829	ASTBL-D2833	ASTBL-D2841	ASTBL-D3529	ASTBL-D3533	ASTBL-D3541	ASTBL-D4229	ASTBL-D4233	ASTBL-D4241	ASTBL-PRD3325	ASTBL-PRD3333	ASTBL-PRD4125	ASTBL-PRD4133	ASTBL-PRD4825	ASTBL-PRD4833	ASTBL-IDNC3328	ASTBL-IDNC3337	ASTBL-IDRC428	ASTBL-IDRC437
Produit	Fraise boule	Foret pointeur, Ø 1,6 mm x L 33 mm	Foret pointeur, Ø 1,6 mm x L 41 mm	Foret pilote Ø 2,2 mm x L 29 mm	Foret pilote Ø 2,2 mm x L 33 mm	Foret pilote Ø 2,2 mm x L 41 mm	Foret Ø 2,8 mm x L 29 mm	Foret Ø 2,8 mm x L 33 mm	Foret Ø 2,8 mm x L 41 mm	Foret Ø 3,5 mm x L 29 mm	Foret Ø 3,5 mm x L 33 mm	Foret Ø 3,5 mm x L 41 mm	Foret Ø 4,2 mm x L 29 mm	Foret Ø 4,2 mm x L 33 mm	Foret Ø 4,2 mm x L 41 mm	Foret de profilage Ø 3,3 mm x L 25 mm	Foret de profilage Ø 3,3 mm x L 33 mm	Foret de profilage Ø 4,1 mm x L 25 mm	Foret de profilage Ø 4,1 mm x L 33 mm	Foret de profilage Ø 4,8 mm x L 25 mm	Foret de profilage Ø 4,8 mm x L 33 mm	Connecteur de pose pour implant NC, Ø 3,3 mm x L 28 mm	Connecteur de pose pour implant NC, Ø 3,3 mm x L 37 mm	Connecteur de pose pour implant RC, Ø 4,1 mm x L 28 mm	Connecteur de pose pour implant RC, Ø 4,1 mm x L 37 mm
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Il est temps de commander de nouveaux forets

*Pour plus d'informations, consulter le manuel relatif à la durée de vie des instruments réutilisables [ZVINST0189]. Ce tableau est uniquement destiné à servir de référence. Une utilisation incorrecte ou dans un os très dense peut entraîner une usure prématurée et la nécessité de remplacer le foret après moins de 20 utilisations. REMARQUE : les instruments chirurgicaux sont susceptibles d'être endommagés pour plusieurs raisons, entre autres : une utilisation prolongée, une utilisation abusive, une manipulation rude ou incorrecte, un nettoyage inadapté, etc. Veiller à ne pas compromettre les performances de l'instrument. Pour plus de renseignements concernant la stérilisation et l'entretien des instruments, consulter P-ZBDINSTRP.

NC = Connexion étroite, RC = Connexion normale

Pour plus d'informations, consulter ZimVie.com
ZimVie US Corp LLC
 4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410, États-Unis
 Tél. : +1-561-776-6700 / Fax : +1-561-776-1272
 dentalCS@ZimVie.com

ZimVie France SAS
 Bâtiment Québec, 19 Rue d'Arcueil 94528 Rungis Cedex
 Tél. : 0141-05-43-43
 Fax : 0141-05-43-40
 ZV.commandes@ZimVie.com

Pauf indication contraire, comme indiqué dans les présentes, toutes les marques de commerce et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. et de ses filiales ; et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) et distribués par ZimVie US Corp LLC et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Classification au titre du RDM de l'UE : Forets et tournevis (Classe IIa). Les forets sont destinés à la fixation de restaurations prothétiques et de piliers auxiliaires. Les produits présentés ici ne sont pas remboursables en France. Pour les autres pays, veuillez consulter les lois et réglementations locales. Pour plus d'informations sur le produit, consulter l'étiquetage de produit individuel ou la notice d'utilisation du produit. L'autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis ou des recommandations d'ordre médical. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de ZimVie. ZVINST2422-GLBL-FR REV A 02/26 ©2026 ZimVie. Tous droits réservés.

