

Kit chirurgico Azure™ Tapered Bone Level

Tabella di utilizzo

Utilizzare un pennarello cancellabile a secco per monitorare il numero totale di preparazioni dell'osteotomia eseguite con ciascuna fresa. Per indicazioni sui tempi di sostituzione delle frese, consultare il Manuale della durata dei componenti riutilizzabili.

*Le frese monouso devono essere smaltite dopo ogni procedura.



Tempo mancante alla sostituzione con nuove frese

N. componente	1203G	ASTBL-ND1633	ASTBL-ND1641	ASTBL-PID2229	ASTBL-PID2233	ASTBL-PID2241	ASTBL-D2829	ASTBL-D2833	ASTBL-D2841	ASTBL-D3529	ASTBL-D3533	ASTBL-D3541	ASTBL-D4229	ASTBL-D4233	ASTBL-D4241	ASTBL-PRD3325	ASTBL-PRD3333	ASTBL-PRD4125	ASTBL-PRD4133	ASTBL-PRD4825	ASTBL-PRD4833	ASTBL-IDNC3328	ASTBL-IDNC3337	ASTBL-IDRC428	ASTBL-IDRC437
Prodotto	Fresa a rosetta	Fresa ad ago, Ø 1,6 x lunghezza 33 mm	Fresa ad ago, Ø 1,6 x lunghezza 41 mm	Fresa pilota Ø 2,2 mm x lunghezza 29 mm	Fresa pilota Ø 2,2 mm x lunghezza 33 mm	Fresa pilota Ø 2,2 mm x lunghezza 41 mm	Fresa Ø 2,8 mm x lunghezza 29 mm	Fresa Ø 2,8 mm x lunghezza 33 mm	Fresa Ø 2,8 mm x lunghezza 41 mm	Fresa Ø 3,5 mm x lunghezza 29 mm	Fresa Ø 3,5 mm x lunghezza 33 mm	Fresa Ø 3,5 mm x lunghezza 41 mm	Fresa Ø 4,2 mm x lunghezza 29 mm	Fresa Ø 4,2 mm x lunghezza 33 mm	Fresa Ø 4,2 mm x lunghezza 41 mm	Fresa per profilo Ø 3,3 mm x lunghezza 25 mm	Fresa per profilo Ø 3,3 mm x lunghezza 33 mm	Fresa per profilo Ø 4,1 mm x lunghezza 25 mm	Fresa per profilo Ø 4,1 mm x lunghezza 33 mm	Fresa per profilo Ø 4,8 mm x lunghezza 25 mm	Fresa per profilo Ø 4,8 mm x lunghezza 33 mm	Driver per impianti NC, Ø 3,3 X lunghezza 28 mm	Driver per impianti NC, Ø 3,3 X lunghezza 37 mm	Driver per impianti RC, Ø 4,1 X lunghezza 28 mm	Driver per impianti RC, Ø 4,1 X lunghezza 37 mm
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

*Fare riferimento al Manuale della durata dei componenti riutilizzabili [ZVINST0189] per ulteriori informazioni. Questa tabella deve essere utilizzata esclusivamente come guida di riferimento. L'uso improprio o l'uso in osso molto compatto può portare a un'usura prematura della fresa e renderne necessaria la sostituzione dopo meno di 20 utilizzi. NOTA: gli strumenti chirurgici sono soggetti a danni per svariati motivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, uso prolungato, uso improprio, manipolazione brusca o impropria, pulizia inadeguata, ecc. Prestare attenzione a non compromettere le prestazioni previste dello strumento. Fare riferimento al documento P-ZBDINSTRP per istruzioni complete per la sterilizzazione e la cura degli strumenti.

NC = Narrow Connection (connessione stretta), RC = Regular Connection (connessione standard)

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive Palm Beach Gardens, FL 33414
Tel: +1-561-776-6700/Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Italy s.r.l.
Viale Italia n.205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel: +39-0438-37681
ZimVie.Italy@ZimVie.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono di proprietà di ZimVie Inc. e delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate di ZimVie US Corp LLC del settore dentale (Biomet 3i, LLC, ecc.) e sono distribuiti da ZimVie US Corp LLC e dai suoi partner commerciali autorizzati. Classificazione MDR UE: frese e cacciaviti (classe IIa). La destinazione d'uso delle frese è la fissazione di restauri protesici e abutment ausiliari. In Francia, i prodotti qui mostrati non sono rimborsabili. Per gli altri Paesi, consultare le leggi e le normative locali. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta del singolo prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/aree geografiche. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non include indicazioni o raccomandazioni di carattere medico. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZVINST2422-GLBL-IT REV A 02/26 ©2026 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

