

Kit cirúrgico Azure™ Tapered Bone Level



Gráfico de utilização

Utilize um marcador para quadro branco para registar o número total de preparações de osteotomia que são efetuadas com cada broca. Consulte o RILM (Manual de vida útil de instrumentos reutilizáveis) para obter orientações sobre quando substituir as brocas.

* As brocas de utilização única devem ser eliminadas após cada procedimento.



Altura para encomendar brocas novas

| Referência | 1203G | ASTBL-ND1633 | ASTBL-ND1641 | ASTBL-PID2229 | ASTBL-PID2233 | ASTBL-PID2241 | ASTBL-D2829 | ASTBL-D2833 | ASTBL-D2841 | ASTBL-D3529 | ASTBL-D3533 | ASTBL-D3541 | ASTBL-D4229 | ASTBL-D4233 | ASTBL-D4241 | ASTBL-PRD3325 | ASTBL-PRD3333 | ASTBL-PRD4125 | ASTBL-PRD4133 | ASTBL-PRD4825 | ASTBL-PRD4833 | ASTBL-IDNC3328 | ASTBL-IDNC3337 | ASTBL-IDRC428 | ASTBL-IDRC437 |
|------------|----------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produto | Broca esférica | Broca de agulha 1,6 mm (D) x 33 mm (C) | Broca de agulha 1,6 mm (D) x 41 mm (C) | Broca piloto 2,2 mm (D) x 29 mm (C) | Broca piloto 2,2 mm (D) x 33 mm (C) | Broca piloto 2,2 mm (D) x 41 mm (C) | Broca 2,8 mm (D) x 29 mm (C) | Broca 2,8 mm (D) x 33 mm (C) | Broca 2,8 mm (D) x 41 mm (C) | Broca 3,5 mm (D) x 29 mm (C) | Broca 3,5 mm (D) x 33 mm (C) | Broca 3,5 mm (D) x 41 mm (C) | Broca 4,2 mm (D) x 29 mm (C) | Broca 4,2 mm (D) x 33 mm (C) | Broca 4,2 mm (D) x 41 mm (C) | Broca de perfil 3,3 mm (D) x 25 mm (C) | Broca de perfil 3,3 mm (D) x 33 mm (C) | Broca de perfil 4,1 mm (D) x 25 mm (C) | Broca de perfil 4,1 mm (D) x 33 mm (C) | Broca de perfil 4,8 mm (D) x 25 mm (C) | Broca de perfil 4,8 mm (D) x 33 mm (C) | Chave de implante NC, 3,3 mm (D) x 28 mm (C) | Chave de implante NC, 3,3 mm (D) x 37 mm (C) | Chave de implante RC, 4,1 mm (D) x 28 mm (C) | Chave de implante RC, 4,1 mm (D) x 37 mm (C) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

*Consulte o Manual de vida útil do instrumento reutilizável [ZVINST0189] para obter informações adicionais. Esta tabela deve ser utilizada apenas como guia de referência. A utilização indevida ou em osso muito denso pode levar a desgaste prematuro e à necessidade de substituir a broca após menos de 20 utilizações. NOTA: Os instrumentos cirúrgicos podem sofrer danos por diversos motivos, incluindo, entre outros: utilização prolongada, utilização indevida, utilização incorreta ou imprópria, limpeza inadequada etc. É necessário ter cuidado para evitar comprometer o desempenho previsto do instrumento. Consulte o documento P-ZBDINSTRP para obter instruções detalhadas sobre a esterilização e os cuidados a ter com os instrumentos.

NC = Conexão estreita, RC = Conexão regular

Para obter mais informações, visite ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700/Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Alameda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

Salvo indicação em contrário, conforme mencionado no presente documento, todas as marcas comerciais e os direitos de propriedade intelectual são propriedade da ZimVie Inc. e das suas afiliadas, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão de medicina dentária da ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) e distribuídos pela ZimVie US Corp LLC e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Classificação do RDM da UE: Brocas e chaves (Classe IIa). A utilização prevista das Brocas destina-se a fixar restaurações protéticas e pilares auxiliares. Os produtos aqui apresentados não são elegíveis para reembolso em França. Para outros países, consulte as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em determinados países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado nem reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZVINST2422-GLBL-PT REV A 02/26 ©2026 ZimVie. Todos os direitos reservados.

